

A photograph of an operating room. Several surgeons in blue scrubs, masks, and hairnets are gathered around a patient lying on an operating table. One surgeon in the foreground is pointing at a tablet computer that displays vital signs and waveforms. The room is brightly lit by overhead surgical lamps. In the background, there are medical monitors and equipment.

PHILIPS

Monitoring patient

Catalogue d'accessoires
et consommables

Des informations claires au chevet du patient

[Accéder au sommaire >](#)

Accessoires et consommables de monitoring patient et de télémétrie



Accessoires et consommables de monitoring patient et de télémétrie



Gaz anesthésique



Gaz anesthésique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 13901A	Tubulure d'échantillonnage en Nafion réutilisable Longueur : 2,4 m	1 tube	Module : M1026A
2 13902A	Adaptateur aérien coudé à usage unique > Monopatient	20 adaptateurs	Modules : M1026B, M1013A (G1), M1019A (G5), 866173 (G7)
13904A	Filtre anti-bactérien (0,45 micron), monopatient, à usage unique	20 filtres	Module : M1026A
13905A	Tubulure d'échantillonnage hybride en Nafion/polyéthylène, à usage unique Longueur : 1,8 m (Nafion) Longueur : 2,7 m (polyéthylène)	1 tube	
3 13907A	Tubulure d'étalonnage	1 tubulure	Modules : M1025A, M1025B, M3015A, M3015B
15210-64010	Bouteilles de gaz de calibration 1 pour capteurs de pCO ₂ tc	6 bouteilles	M3015A, M3015B
15210-64020	Bouteilles de gaz de calibration 2 pour capteurs de pCO ₂ tc		
4 M1612A	Adaptateur aérien droit Monopatient	20 adaptateurs	Modules : M1019A (G5), M1013A (G1), M1026A, M1026B, 866173 (G7)
M1655B	Ligne de réinjection des gaz, réutilisable Longueur : 3,6 m	1 ligne/5 filtres	Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B, 66173 (G7) (remarque : le module M1026B n'est pas disponible aux États-Unis)
M1656B	Filtre de réinjection des gaz, à usage unique (à utiliser avec la ligne M1655B)	20 filtres	Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026A, M1026B, 66173 (G7)
5 M1657B	Piège à eau (à utiliser avec la tubulure M1658A)	25 pièges à eau	Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B, M1026A, 66173 (G7) avec option A02/A05
M1658A	Ligne d'échantillonnage des gaz, monopatient (à utiliser avec le piège à eau M1657B)	20 tubulures	
M1659A	Sac de calibration (à utiliser avec M1660A et M1662A)	1 sac	Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B
M1662A	Gaz de calibration pour anesthésie Volume de gaz = 6 litres (à utiliser avec le sac M1659A) Durée de conservation : 1 an	1 bouteille	Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026A, M1026B
989803191081	Piège à eau Philips	12 pièges à eau	866173 (G7)

* Consultez le site Internet [MySupplies](#) (en anglais) pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle.

Capnographie – CO₂fe Microstream®



Capnographie – CO₂fe Microstream®

Surveillance du CO₂fe Microstream®, monopatient

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M1920A	Kit FilterLine, pour adulte/enfant, patient intubé	25 FilterLines®	Extension Microstream® : M3015A, M3015B ; MP5 : M8105A, M8105AS ; VM8 : 863066 ; VM1 : 863266 Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ;
2 M1921A	Kit FilterLine H, pour adulte/enfant, patient intubé		
3 M1923A	Kit FilterLine H, pour nourrisson/nouveau-né, patient intubé		
4 989803160241	Kit FilterLine® long, adulte/enfant		
5 989803160251	Kit FilterLine H long, adulte/enfant		
6 989803160261	Kit FilterLine H long, nourrisson/nouveau-né		
7 989803159571	Kit VitaLine™ H, adulte/enfant		
8 989803159581	Kit VitaLine™ H, nourrisson/nouveau-né		
9 M2520A	Smart CapnoLine® O ₂ , enfant	25 FilterLines®	
10 M2522A	Smart CapnoLine® O ₂ , adulte/taille intermédiaire		
11 M2524A	Smart CapnoLine®, enfant		
12 M2526A	Smart CapnoLine®, adulte/taille intermédiaire		

Capnographie – CO₂fe Microstream®



Capnographie – CO₂fe Microstream®

Surveillance du CO₂fe Microstream®, monopatient (suite)

Réf. produit	Description	Réutilisable/monopatient	Conditionnement	À utiliser avec :*
13 989803160271	Smart CapnoLine® O ₂ , long, enfant	Monopatient	25 FilterLines®	Extensions Microstream® : M3015A, M3015B ; MP5 : M8105A, M8105AS ; VM8 : 863066 ; VM1 : 863266 Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ;
989803160281	Smart CapnoLine® O ₂ Plus, long, adulte			
989803160301	Smart CapnoLine® Plus, long, adulte			
14 M4680A	CapnoLine® H O ₂ , adulte			
15 M4681A	CapnoLine® H O ₂ , enfant			
16 M4686A	NIV, adulte			
17 M4687A	NIV, enfant			
18 M4689A	CapnoLine® H, adulte			
19 M4691A	CapnoLine® H, nourrisson/nouveau-né			
989803177951	Smart CapnoLine® H O ₂ , adulte			
989803177961	Smart CapnoLine® H O ₂ , long, adulte			
989803177971	Smart CapnoLine® H O ₂ , enfant			
989803177981	Smart CapnoLine® H O ₂ , long, enfant			
989803178001	CapnoLine® H O ₂ , nourrisson/nouveau-né			
989803178011	CapnoLine® H, long, nourrisson/nouveau-né			
989803178021	FilterLine® nasal, nourrisson/nouveau-né			
989803178031	Smart CapnoLine® Guard			
989803178041	Smart CapnoLine® Guard O ₂			
989803178051	Smart CapnoLine® Guard O ₂ , long			
989803179101	Filterline® nasal O ₂ , adulte	25 FilterLines®		
989803179111	Filterline® nasal O ₂ , long, adulte	1 boîte = 25 sangles		
989803179121	Filterline® nasal O ₂ , enfant	1 détendeur		
989803178071	Sangle ajustable avec bande autoagrippante			
M2267A	Détendeur de gaz de calibration	Réutilisable	1 détendeur	

* Consultez le site Internet MySupplies (en anglais) pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle.

Capnographie – CO₂fe par voie aspirative LoFlo



Capnographie – CO₂fe par voie aspirative LoFlo

Surveillance du CO₂fe par voie aspirative Philips LoFlo, monopatient

Réf. produit	Description	Réutilisable/monopatient	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M2741A	Capteur de CO ₂ fe par voie aspirative LoFlo	Réutilisable	1 capteur	Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A
2 M2744A	Canule nasale de CO ₂ fe, adulte	Monopatient	10 canules	Capteur par voie aspirative : M2741A avec serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A
3 M2745A	Canule nasale de CO ₂ fe, enfant			
4 M2746A	Canule nasale de CO ₂ fe, nourrisson			
5 M2750A	Canule nasale de CO ₂ fe / O ₂ , adulte			
6 M2751A	Canule nasale de CO ₂ fe / O ₂ , enfant			Capteur par voie aspirative : M2741A avec serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A
7 989803144471	Canule nasale de CO ₂ fe / O ₂ , nourrisson/nouveau-né			
8 M2756A	Canule oro-nasale de CO ₂ fe, adulte			Capteur par voie aspirative : M2741A avec serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A
9 M2757A	Canule oro-nasale de CO ₂ fe, enfant			
10 M2760A	Canule oro-nasale de CO ₂ fe / O ₂ , adulte			
11 M2761A	Canule oro-nasale de CO ₂ fe / O ₂ , enfant			

Capnographie – CO₂fe par voie aspirative LoFlo

Surveillance du CO₂fe par voie aspirative Philips LoFlo, monopatient (suite)

Réf. produit	Description	Réutilisable/ monopatient	Conditionnement	À utiliser avec :*
12 989803144531	Kit d'adaptateur aérien, diamètre de la sonde endotrachéale <= 4,0 mm	Monopatient	10 kits	Capteur par voie aspirative : M2741A avec serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338
M2768A	Kit d'adaptateur aérien, diamètre de la sonde endotrachéale > 4,0 mm			
13 M2772A	Kit d'adaptateur aérien H, diamètre de la sonde endotrachéale > 4,0 mm			
14 M2773A	Kit d'adaptateur aérien H, diamètre de la sonde endotrachéale <= 4,0 mm		10 lignes	
15 M2776A	Ligne d'échantillonnage directe, non humidifiée			
16 M2777A	Ligne d'échantillonnage directe H, humidifiée			



Capnographie – CO₂fe par voie aspirative LoFlo

Accessoires et consommables de mesure du CO₂fe par voie aspirative LoFlo

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M1612A	Adaptateur aérien droit, monopatient	20 adaptateurs	Ancien module HP/Agilent : M1015A
2 13901A	Tubulure d'échantillonnage en Nafion réutilisable	1 tube	Anciens modules HP/Agilent : M1015A, M1016A
3 13902A	Adaptateur aérien coudé, monopatient	20 adaptateurs	
13904A	Filtre anti-bactérien (0,45 micron), monopatient	20 filtres	Ancien module HP/Agilent : M1015A
13905A	Tubulure d'échantillonnage hybride en Nafion/polyéthylène, monopatient Longueur : 1,8 m (Nafion) Longueur : 2,7 m (polyéthylène)	1 tube	



Capnographie – Mesure du CO₂fe par voie directe (Capnostat 5)



Capnographie – Mesure du CO₂fe par voie directe (Capnostat 5)

Solution Philips de mesure du CO₂fe par voie directe (Capnostat 5)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M2501A	Capteur de CO ₂ fe par voie directe Capnostat 5	1 capteur	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; M2513A, M2516A, M2533A, M2536A : capteur M2501A avec extension de capnographie M3014A ; moniteurs : MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A
M2513A	Adaptateur aérien, adulte/enfant Réutilisable À utiliser avec sonde endotrachéale > 4 mm	1 adaptateur	
2 M2516A	Adaptateur aérien, nourrisson Réutilisable À utiliser avec sonde endotrachéale < 4 mm Espace mort < 1 cc		
M2533A	Adaptateur aérien, adulte/enfant Monopatient À utiliser avec sonde endotrachéale > 4 mm	10 adaptateurs	
3 M2536A	Adaptateur aérien, monopatient, nourrisson À utiliser avec sonde endotrachéale < 4 mm Espace mort < 1 cc		
M2505A	Régulateur de bouteille de gaz	1 régulateur	
M2506A	Gaz de vérification	1 bouteille	Capteur de CO ₂ fe par voie directe Capnostat 5 : M2501A ; MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A

Débit/CO₂fe par spirométrie



Débit/CO₂fe par spirométrie

Capteurs de CO₂fe par spirométrie pour IntelliVue, monopatiens

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M2781A	Capteur combiné de débit/CO ₂ fe, adulte/enfant Diamètre de la sonde endotrachéale > 5,5 mm	10 capteurs	Module de spirométrie (M1014A) avec capteur de CO ₂ fe par voie directe (M2501A) et extension de capnographie (M3014A)
2 M2782A	Capteur combiné de débit/CO ₂ fe, enfant Diamètre de la sonde endotrachéale : 3,5 à 6 mm		
3 M2783A	Capteur combiné de débit/CO ₂ fe, nouveau-né/nourrisson Diamètre de la sonde endotrachéale : 2,5 à 4 mm		
4 M2785A	Capteur de débit, adulte/enfant Diamètre de la sonde endotrachéale > 4 mm		Module de spirométrie M1014A
5 M2786A	Capteur de débit, nourrisson/nouveau-né Diamètre de la sonde endotrachéale < 4 mm		

Monitoring des gaz du sang par voie transcutanée



Monitoring des gaz du sang par voie transcutanée

Débit cardiaque par voie invasive

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M1918A C€	Capteur de pO ₂ /pCO ₂ transcutanée	Comprend : 1 capteur, 1 embout protecteur	Module : M1018A
1 M1918B C€	Capteur de pO ₂ /pCO ₂ transcutanée	Comprend : 1 capteur, 1 embout protecteur, 1 anneau de calibration	
2 989803151951 C€	Kit de membranes pour capteur de pO ₂ tc/pCO ₂ tc	10 membranes, 10 ml d'électrolyte, 2 embouts protecteurs pour capteur, 5 feuilles de papier absorbant	Capteur : M1918B
3 989803151961 C€	Kit de fixation pour capteur de pO ₂ tc/pCO ₂ tc	100 anneaux de fixation, 4 flacons (20 ml) de liquide de contact	
4 989803160371	Anneau de calibration	1 anneau	Module : M1018A
15209-60010 C€	Kit d'accessoires pour capteur de pO ₂ tc/pCO ₂ tc	10 ml d'électrolyte, 12 membranes, 2 embouts de protection pour capteur, 25 feuilles de papier absorbant, instructions, 1 clé de démontage du joint	Capteur : M1918A
15209-60020 C€	Kit de fixation pour capteur de pO ₂ tc/pCO ₂ tc	100 anneaux de fixation, 4 flacons (20 ml) de liquide de contact, instructions	
15210-64010	Bouteilles de gaz CAL 1 pour la calibration (conformes aux réglementations internationales relatives à l'expédition de marchandises)	6 bouteilles	Module : M1018A Unité de calibration : 15210B Capteurs : M1918A, M1918B Serveurs d'extension Microstream® : M3015A, M3015B
15210-64020	Bouteilles de gaz CAL 2 pour la calibration (conformes aux réglementations internationales relatives à l'expédition de marchandises)		
M2205A	Tubes de calibration utilisés pour connecter l'unité de calibration 15210B au capteur M1918A ou M1918B au cours de la calibration	5 tubes	Module : M1018A Unité de calibration : 15210B Capteurs : M1918A, M1918B

Débit cardiaque



1



2

Débit cardiaque

Débit cardiaque par voie invasive

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 15244A	Câble et commande de démarrage à distance	1 câble	Module : M1012A option C12 ; serveur de mesure hémodynamique : M3012A ; extension de capnographie : M3014A
23001A	Sonde de température d'injectat pour mesurer le débit cardiaque, réutilisable À utiliser avec le kit Baxter CO-Set™ uniquement Longueur : 2,4 m	1 sonde	Module : M1012A ; serveur de mesure hémodynamique : M3012A ; extension de capnographie : M3014A, 860335, 860338
23001B	Sonde de température d'injectat pour mesurer le débit cardiaque, réutilisable À utiliser avec le kit Baxter CO-Set™ uniquement Longueur : 0,5 m		
23002A	Sonde de température pour injectat froid		
M1642A	Câble d'interface de débit cardiaque	1 câble	Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1012A ; serveurs de mesure hémodynamique : M3012A, 860335, 860338
2 M1643A	Câble d'interface de débit cardiaque à utiliser pour l'analyse de la courbe de pression artérielle par thermodilution transpulmonaire Longueur : 4,8 m		
M1646A	Sonde de température PICCO pour mesurer le débit cardiaque (non disponible en Amérique du Nord)	1 sonde	Module : M1012A

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



1 A



1 B



2



3

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Câbles patient

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
1	3	M1669A CE	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses	Réutilisable	2,7 m	1 câble	Modules : M1001B, M1002B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088, 863317 ; moniteurs Efficia : 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863320, 863321, 863322 ; défibrillateurs : M3534A, M3535A, M3536A (HeartStart MRx), M4735A (HeartStart XL), 861290 (HeartStart XL+), DFM 100, Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
		989803170171 CE	Câble patient BO , (orange) connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses. Destiné au bloc opératoire			1 câble	Modules multi-mesure : M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; moniteurs SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863317 ; moniteurs Efficia : 863300, 863301, 863302, 863303, 863304 ; défibrillateurs : DFM 100, Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
2	5	M1668A CE	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses			1 câble	Modules : M1001B, M1002B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; moniteurs SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088, 863317 ; moniteurs Efficia : 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863320, 863321, 863322 ; défibrillateurs : M3534A, M3535A, M3536A (HeartStart MRx), M4735A (HeartStart XL), 861290 (HeartStart XL+), DFM 100 ; Xper Flex Cardio : 860338, 850335 ; Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
		989803170181 CE	Câble patient BO , connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses. Destiné au bloc opératoire			1 câble	Modules multi-mesure : M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; moniteurs SureSigns : 863065, 863066, 863068, 863317 ; moniteurs Efficia : 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863320, 863321, 863322 ; Défibrillateurs : DFM 100, Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
3	6	M1667A CE	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses			1 câble	Modules multi-mesure : M3000A, M3001A option C12 ou C18, M3002A option C12 ou C18 ; MP2 : M8102A option C12 ; MP5 : M8105A option C12 ; défibrillateur : HeartStart XL+ 861290

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Câbles patient (suite)

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
4		M1663A CE	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses	Réutilisable	2 m	1 câble	Modules multi-mesure : M3000A, M3001A option C12 ou C18, M3002A option C12 ou C18 ; moniteurs patient : MP5 : M8105A option C12 ; MP2 : M8102A option C12 ; modules ECG : M1001B, M1002B ; moniteurs Efficia : 863302, 862202, 863304, 863321, 863322 ; défibrillateurs : M3535A (HeartStart MRx), M4735 (HeartStart XL), 861290 (HeartStart XL+), Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
	10 (5+5)	M1949A CE	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses		2,7 m	1 câble	Modules multi-mesure : M3001A option C12 ou option C18, M3002A option C12 ou option C18 ; moniteurs patient : MP5 : M8105A option C12 ; MP2 : M8102A option C12 ; moniteurs Efficia : 863302, 863303, 863304, 863321, 863322 ; défibrillateurs : M3535A, M3536A (HeartStart MRx), M4735A (HeartStart XL), 861290 (HeartStart XL+) ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
5	10 (6+4)	M1665A CE	Câble patient, connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses				1 câble

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Adaptateur pour connexion de câbles patient à des moniteurs d'autres fabricants (à utiliser pour connecter des câbles patient non-Philips à des jeux de fils d'électrodes IntelliVue)

Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 2 3 3 dérivations)	989803174501 CE	Adaptateur pour câble patient – GE, AAMI/CEI	Réutilisable	1 adaptateur	À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils GE équipés de connecteurs de type MultiLink (réf. 41-2931-XXX et 411910-0011, par exemple)
	989803174511 CE	Adaptateur pour câble patient – Spacelabs, AAMI/CEI			À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Spacelabs équipés de connecteurs de type TruLink (câble patient blindé Spacelabs 700-0008-06, par exemple)
	989803174521 CE	Adaptateur pour câble patient – Datascope, AAMI			À utiliser avec des câbles patient de surveillance à 5 fils Datascope (AAMI) équipés d'un connecteur de type DIN (0012-00-0620-02)
	989803174531 CE	Adaptateur pour câble patient – Mindray, AAMI/CEI			À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Mindray (réf. 0012-00-1255-02, par exemple)
	989803177881 CE	Adaptateur pour câble patient – Datascope, CEI			À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Datascope (CEI) équipés d'un connecteur de type DIN
	989803182171 CE	Adaptateur pour câble patient – Draeger/Fukuda Denshi, AAMI/CEI			À utiliser pour connecter des jeux de 3 ou 5 fils d'électrodes Philips à des câbles patient de surveillance Draeger (câbles 3368391, 5950196, 5191221, par exemple)
4	989803182181 CE	Adaptateur pour câble patient – Nihon Kohden, AAMI/CEI			À utiliser pour connecter des jeux de 3 ou 5 fils d'électrodes Philips à des câbles patient de surveillance Nihon Kohden (câble JC-906P, par exemple)

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur AAMI

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
1	3	M1671A	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
		M1673A	USI, terminaison à pression				
2		M1675A	BO, terminaison à pince				
		M1622A	Terminaison à pince mini-clip, non blindée				
3		M1624A	Terminaison à pince mini-clip, non blindée				
		989803173121	USI, terminaison à pince	Monopatient		Par lots de 20	
	4 dérivations précordiales	M1532A	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Câble patient à 6+4 fils M1665A
		M1537A	USI, terminaison à pression				
		989803192241	USI, adaptateur DIN/languette				
		M1557A	BO, terminaison à pince				

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



4



5



6



7



8

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur AAMI (suite)

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
4	5 dérivations périphériques	M1968A	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m (dérivation périphérique)	À l'unité	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
		M1644A	USI, terminaison à pression				
		989803192181	USI, adaptateur DIN/languette				
5		M1973A	BO, terminaison à pince				
6	5 dérivations périphériques	M1647A	Terminaison à pince mini-clip, non blindée	Réutilisable	70 cm (dérivation périphérique) 1,3 m (dérivation précordiale)	À l'unité	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
		989803173131	USI, terminaison à pince				
7	5 dérivations précordiales	M1976A	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
		M1602A	USI, terminaison à pression Réutilisable Longueur : 1 m				
		989803192201	USI, adaptateur DIN/languette				
		M1979A	BO, terminaison à pince				
8							Câble patient à 5+5 fils (M1949A, M1663A)
							Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



9



10

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur AAMI (suite)

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
	5 dérivations précordiales	989803192141	USI, terminaison à pince	Monopatient	1 m	Par lots de 20	Câble patient à 5+5 fils M1949A, M1663A
9	6	M1680A	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m (dérivation périphérique) 1,6 m (dérivation précardiale)	À l'unité	Câble patient à 6 fils (M1667A) ou câble patient à 6+4 fils (M1665A)
		M1682A	USI, terminaison à pression				
		989803192221	USI, adaptateur DIN/languette				
10		M1684A	BO, terminaison à pince				

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur CEI

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
1	3	M1672A CE	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
		M1674A CE	USI, terminaison à pression				
2		M1678A CE	BO, terminaison à pince				
3		M1626A CE	Terminaison à pince mini-clip, non blindée	70 cm			
		989803174201 CE	USI, terminaison à pince	Monopatient	Par lots de 20		
4	4 dérivations précordiales	M1533A CE	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Câble patient à 6+4 fils M1665A
		M1538A CE	USI, terminaison à pression				
		989803192251 CE	USI, adaptateur DIN/languette				
5		M1558A CE	BO, terminaison à pince				

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur CEI (suite)

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
6	5 dérivations périphériques	M1971A CE	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m (dérivation périphérique) 1,6 m (dérivation précordiale)	À l'unité	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
		M1645A CE	USI, terminaison à pression				
		989803192191 CE	USI, adaptateur DIN/languette				
		M1974A CE	BO, terminaison à pince				
7	5 dérivations précordiales	M1648A CE	Terminaison à pince mini-clip, non blindée	Monopatient	70 cm (dérivation périphérique) 1,3 m (dérivation précordiale)	Par lots de 20	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
		989803174211 CE	USI, terminaison à pince				
8	5 dérivations précordiales	M1978A CE	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Câble patient à 5 fils (M1668A), câble patient pour bloc opératoire (989803170181) ou câble patient à 5+5 fils (M1949A, M1663A)
		M1604A CE	USI, terminaison à pression				
		989803192211 CE	USI, adaptateur DIN/languette				

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



9



10



11

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils d'électrodes – Codage couleur CEI (suite)

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :* (ainsi qu'avec les moniteurs Efficia CM)
9	5 dérivations précordiales	M1984A CE	BO, terminaison à pince	Réutilisable	1 m	À l'unité	Efficia CM12 (863303), CM120 (863302), CM150 (863304)
		989803192151 CE	USI, terminaison à pince	Monopatient		Par lots de 20	
10	6	M1681A CE	USI, terminaison à pince	Réutilisable	1 m (dérivation périphérique) 1,6 m (dérivation précardiale)	À l'unité	Câble patient à 6 fils (M1667A) ou câble patient à 6+4 fils (M1665A)
		M1683A CE	USI, terminaison à pression				
11		989803192231 CE	USI, adaptateur DIN/languette				
		M1685A CE	BO, terminaison à pince				

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Jeux de fils ECG radiotransparents – Codage couleur AAMI/CEI

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
①	5	M1649A CE	5 fils d'électrodes radiotransparents, terminaisons à pince, non blindés, avec connecteurs de sécurité DIN, codage couleur AAMI/CEI inclus	Réutilisable	91 cm	5 fils séparés	Câble patient à 5 fils (M1668A), câble patient pour bloc opératoire (989803170181) ou câble patient à 5+5 fils (M1949A, M1663A)

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet



1



2



3



4



5



6



7



8

Câbles ECG et fils d'électrodes – Gamme de câbles ECG IntelliVue pour moniteurs de chevet

Gamme de câbles IntelliVue – Accessoires pour fils d'électrodes

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803193821	Adaptateurs DIN/languette	10 adaptateurs	Tous les jeux de fils DIN/languettes
1 989803148841 C€	Kit de rangement des câbles IntelliVue	5 barrettes de séparation	Tous les câbles
2 989803148861 C€	Gaines de protection pour câbles patient IntelliVue (5 fils)	10 gaines	Câbles patient à 5+5 fils (M1663A ou M1949)
3 M1636A	Barrette de séparation pour jeux de 3 fils non blindés	10 barrettes de séparation	Tous les jeux de 3 fils non blindés
4 M1638A	Barrette de séparation pour jeux de 5 fils non blindés		Tous les jeux de 5 fils non blindés
M1503A	Barrette de séparation pour jeux de 3 fils blindés		Tous les jeux de 3 fils blindés
5 M1664A	Barrette de séparation pour jeux de 4 fils blindés		Tous les jeux de 4 fils blindés
M1504A	Barrette de séparation pour jeux de 5 fils blindés		Tous les jeux de 5 fils blindés
6 M1679A	Barrette de séparation pour jeu de 6 fils blindés		Tous les jeux de 6 fils blindés
7 M1509A	Pince de drap	3 pinces	Tous les câbles patient
8 M2281A	Crochet de séparation pour câble patient	8 crochets	Tous les câbles

Câble patient/jeu de fils d'électrodes SureSigns, monobloc



Câble patient/jeu de fils d'électrodes SureSigns, monobloc

Câbles patient/jeux de fils d'électrodes monoblocs – Codage couleur AAMI et CEI

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
1	3	989803143171 CE	Terminaison à pince, CEI	Réutilisable	2,5 m	1 câble	Moniteurs SureSigns : 863063, 86064, 86065, 863066, 86068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088, 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863317, 863320, 863321, 863322 ; serveurs de mesure : M3001A, M3001AL ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; X2 : M3002A ; Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
2		989803143181	Terminaison à pince, AAMI				
3	5	989803143191 CE	Terminaison à pince, CEI				
	6	989803143201	Terminaison à pince, AAMI				

Câbles ECG et fils d'électrodes – Surveillance hémodynamique

Fils d'électrodes pour surveillance hémodynamique

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	À utiliser avec :*
4	4	989803174231 CE	Terminaison à pince, AAMI, pour ECG à 16 dérivations (applications hémodynamiques)	Réutilisable	1,6 m	À l'unité
5		989803174241 CE	Terminaison à pince, CEI, pour ECG à 16 dérivations (applications hémodynamiques)			

* Consultez le site Internet [MySupplies](#) (en anglais) pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle.

Câbles ECG Efficia



Câbles ECG Efficia

Câbles monoblocs

Réf. produit	Description	Réf. CEI	Longueur	À utiliser avec :*
1 989803160731	Jeu de 3 fils d'électrodes ECG, terminaison à pince	989803160741	2,5 m	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
2 989803160751	Jeu de 3 fils d'électrodes ECG, terminaison à pression	989803160761		
3 989803160771	Jeu de 5 fils d'électrodes ECG, terminaison à pince	989803160781		
4 989803160791	Jeu de 5 fils d'électrodes ECG, terminaison à pression	989803160801		


Jeux de 3 fils d'électrodes

Réf. produit	Description	Réf. CEI	À utiliser avec :*
5 989803160651	Terminaison à pince	989803160661	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
6 989803160671	Terminaison à pression	989803160681	

Jeux de 5 fils d'électrodes

Réf. produit	Description	Réf. CEI	À utiliser avec :*
989803160691	Terminaison à pince	989803160701	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
989803160711	Terminaison à pression	989803160721	

Accessoires et consommables pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40 – Câbles patient



Accessoires et consommables pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40 – Câbles patient

Câbles patient – Codage couleur AAMI

	Nbre fils	Réf. produit	Paramètre	Terminaison	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*	
1	3	989803171801	ECG	À pince	Réutilisable	85 cm	À l'unité	MX40 1,4 GHz – Moniteur patient portatif SH 865350 (États-Unis uniquement) ; MX40 2,4 GHz – Moniteur patient portatif SH 865351	
2		989803171811	ECG + SpO ₂						
3	989803171821	ECG	À pression						
4	989803171831	ECG	À pince						
5	5	989803171841	ECG + SpO ₂	À pression			Monopatient		Par lots de 20
6		989803171851	ECG + SpO ₂	À pince					
7		989803172031	ECG						
8		989803172051	ECG + SpO ₂						
9	6	989803171861	ECG	Réutilisable			À l'unité		
10		989803171871	ECG + SpO ₂						

Accessoires et consommables pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40 – Câbles patient



Accessoires et consommables pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40 – Câbles patient

Câbles patient – Codage couleur CEI

	Nbre fils	Réf. produit	Paramètre	Terminaison	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
1	3	989803171901	ECG	À pince	Réutilisable	85 cm	À l'unité	MX40 1,4 GHz – Moniteur patient portatif SH 865350 (États-Unis uniquement) ; MX40 2,4 GHz – Moniteur patient portatif SH 865351
2		989803171911	ECG + SpO ₂					
3	5	989803171931	ECG		Monopatient			
4		989803171951	ECG + SpO ₂					
		989803172131	ECG					
		989803172151	ECG + SpO ₂					
5	6	989803171961	ECG	Réutilisable	À l'unité			
6		989803171971	ECG + SpO ₂					

Accessoires et consommables pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40 – Câbles patient



1

Accessoires et consommables pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40 – Câbles patient

Accessoires et consommables/câbles divers pour MX40

Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803172221 CE	Câble patient pour moniteur patient, AAMI/CEI	Réutilisable	2,7 m	À l'unité	MX40 1,4 GHz – Moniteur patient portatif SH 865350 (États-Unis uniquement) ; MX40 2,4 GHz – Moniteur patient portatif SH 865351
① 989803172241 CE	Câble d'extension		1 m		
989803172211 CE	Câble adaptateur pour moniteurs de chevet/télémétrie IntelliVue, ECG + SpO ₂		30 cm		
989803176491	Embout protecteur pour fils d'électrodes réutilisables			10 embouts	Tous les fils d'électrodes réutilisables pour MX40
989803176501	Embout protecteur pour câble adaptateur 989803172211				Terminaison du câble adaptateur de SpO ₂ 989803172211

Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient



Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient

Jeux de fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – AAMI

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
1	3	989803151971	Terminaison à pince et embout protecteur	Réutilisable	85 cm	À l'unité	Télémétrie 862231 TRx4851A (en dehors des États-Unis), 2,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; 862439 TRx4841A (États-Unis uniquement), 1,4 GHz IntelliVue Tele TRX
2		989803151991	Terminaison à pression et embout protecteur			Monopatient	
3		989803173141	Terminaison à pince et embout protecteur	Réutilisable		À l'unité	
4	5	989803152051	Terminaison à pince et embout protecteur	Monopatient		Par lots de 20	
5		989803152071	Terminaison à pression et embout protecteur			À l'unité	
6	6	989803173151	Terminaison à pince et embout protecteur	Réutilisable		À l'unité	
7		989803152131	Terminaison à pince et embout protecteur	Monopatient		Par lots de 20	
8		989803152151	Terminaison à pression et embout protecteur				

Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient



Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient

Jeux de fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – CEI

	Nbre fils	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
1	3	989803151981	Terminaison à pince et embout protecteur CE	Réutilisable	85 cm	À l'unité	Télémétrie 862231 TRx4851A (en dehors des États-Unis), 2,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; 862439 TRx4841A (États-Unis uniquement), 1,4 GHz IntelliVue Tele TRX
2		989803152001	Terminaison à pression et embout protecteur CE				
3	5	989803152061	Terminaison à pince et embout protecteur CE				
4		989803152081	Terminaison à pression et embout protecteur CE				
5	6	989803152141	Terminaison à pince et embout protecteur CE				
6		989803152161	Terminaison à pression et embout protecteur CE				

Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient



Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient

Embouts protecteurs et guides d'insertion de télémétrie IntelliVue

	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
1	989803143481 CE	Câble de connexion permettant de relier l'appareil de télémétrie au câble de connexion TeleMon ou MP5	Réutilisable	51 cm	1 câble	862231 TRX4851A, 2,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; 862439 1,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; M8105A IntelliVue MP5
2	989803143491 CE	Câble de connexion TeleMon permettant de relier le système M2636C au câble de connexion pour appareil de télémétrie		2 m		862231 TRX4851A, 2,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; 862439 1,4 GHz IntelliVue Tele TRX
3	989803146911 CE	Câble de connexion MP5 permettant de relier le système MP5 au câble de connexion pour appareil de télémétrie		862231 TRX4851A, 2,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; 862439 1,4 GHz IntelliVue Tele TRX ; M8105A IntelliVue MP5		

Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient




Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie IntelliVue – Câbles patient

Embouts protecteurs et guides d'insertion de télémétrie IntelliVue

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 989803153031	Embouts amovibles pour jeux de 3 fils	10 embouts	Tous les jeux de fils de télémétrie IntelliVue
② 989803153041	Embouts amovibles pour jeux de 5 fils		
③ 989803153051	Embouts amovibles pour jeux de 6 fils		
989803140401	Guide d'insertion/fiche de protection du connecteur ECG, simple largeur, sans attache		Télémétrie IntelliVue 862231 : émetteur-récepteur TRx4851A ; 862439 : émetteur-récepteur TRx4841A ; 862108 : émetteur-récepteur M2601B
989803140411	Guide d'insertion/fiche de protection du connecteur ECG, simple largeur, avec attache		
989803140421	Guide d'insertion/fiche de protection du connecteur ECG, double largeur, sans attache		

Accessoires et consommables EEG (électroencéphalogramme)



Accessoires et consommables EEG (électroencéphalogramme)

Accessoires et consommables EEG (électroencéphalogramme)

	Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
1	M2268A C€	Câble patient à 5 fils	Réutilisable	2,7 m	1 câble	Module EEG M1027A
2	989803180541 C€	Câble patient 4 canaux				
3	M1931A C€	Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 5 fils, adulte		80 cm	5 fils	
4	M1932A C€	Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 5 fils, enfant				
5	M1934A C€	Jeu de 5 fils EEG avec mini-clip		9 fils		
6	989803180561 C€	Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 9 fils, adulte				
	989803180531 C€	Jeu de 9 fils EEG avec mini-clip				
7	989803180521 C€	Jeu d'électrodes EEG à coupelle, 9 fils, nourrisson et enfant				
	M1937A C€	Pâte EEG conductrice		1 tube	Électrodes à coupelle	
8	M1935A C€	Électrodes EEG à pression			Par lots de 100	Jeux de fils EEG à mini-clip

Câble patient IntelliVue NMT (transmission neuromusculaire)



1

Câble patient IntelliVue NMT (transmission neuromusculaire)

Câble patient IntelliVue NMT (transmission neuromusculaire)

Réf. produit	Description	Réutilisable/ Monopatient	Longueur	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 989803174581 C€	Câble patient avec connecteur de raccordement à l'appareil à 12 broches	Réutilisable	3 m	À l'unité	Module de transmission neuromusculaire IntelliVue 865383

Électrodes ECG à usage unique



Électrodes ECG à usage unique

Électrodes à usage unique pour surveillance ECG adulte

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 989803148801	Électrode ECG à support mousse, terminaison à pression, gel solide, adulte petite taille. Durée de conservation : 6 mois Taille : 40 mm x 32 mm	30/paquet 1 500/boîte	Surveillance ECG adulte Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
2 989803148821	Électrode ECG radiotransparente à support mousse, gel solide, adulte petite taille. Durée de conservation : 6 mois Taille : 35 mm x 40 mm	30/paquet 600/boîte	
3 40489E	Électrode ECG à support papier adhésif, adulte. Durée de conservation : 6 mois Recommandée pour la surveillance des patients diaphorétiques Dimensions : 59 mm de diamètre	30/paquet 300/boîte	Surveillance ECG adulte
40493D	Électrode ECG à support mousse, gel humide, adulte Dimensions : 54 mm de diamètre Durée de conservation : 6 mois		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; surveillance ECG adulte : M2735A, M2738A, M2720A ; capteur Toco+ MP sans fil : 866075 ; capteur ECG/PIU sans fil : 866077, à utiliser avec une colonne pour les électrodes 40493D et 40493E
4 40493E	Électrode ECG à support mousse, gel humide, adulte Dimensions : 54 mm de diamètre Durée de conservation : 6 mois		
M4612A	Électrode ECG à support mousse, gel solide, adulte Forme en "goutte d'eau", 50 mm de diamètre Durée de conservation : 6 mois	30/paquet 60 paquets/boîte	Surveillance ECG adulte
5 M4613A	Électrode ECG à support mousse, gel solide, adulte Forme en "goutte d'eau", 50 mm de diamètre Durée de conservation : 6 mois		
M2202A	Électrode radiotransparente à support mousse, adulte Durée de conservation : 6 mois		
6 M4606A	Papier pour préparation de la peau	100 par sachet	Permet de préparer la peau du patient avant d'appliquer les électrodes ECG

Électrodes ECG à usage unique

1



2



Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 989803156201	Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 3 fils (1 m), non blindées, gel solide Dimensions : 30 mm x 45 mm Durée de conservation : 24 mois non ouvert	1 jeu/paquet 100 jeux/boîte	Surveillance ECG adulte
2 989803156241	Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 5 fils (1 m), non blindées, gel solide Dimensions : 30 mm x 45 mm Durée de conservation : 24 mois non ouvert	1 jeu/paquet 60 jeux/boîte	



Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur CEI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803156231	Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 3 fils (1 m), non blindées, gel solide Dimensions : 30 mm x 45 mm Durée de conservation : 24 mois non ouvert	1 jeu/paquet 100 jeux/boîte	Surveillance ECG adulte
989803156271	Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 5 fils (1 m), non blindées, gel solide Dimensions : 30 mm x 45 mm Durée de conservation : 24 mois non ouvert	1 jeu/paquet 60 jeux/boîte	

Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803156221	Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 3 fils (91 cm), non blindées, gel solide Dimensions : 30 mm x 45 mm Durée de conservation : 24 mois non ouvert	1 jeu/paquet 100 jeux/boîte	Surveillance ECG adulte
989803156261	Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 5 fils (91 cm), non blindées, gel solide Dimensions : 30 mm x 45 mm Durée de conservation : 24 mois non ouvert	1 jeu/paquet 60 jeux/boîte	

Électrodes ECG à usage unique



1




2

Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG à usage unique pour surveillance pédiatrique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 13951C	Électrode à bouton pression, à usage unique, avec gel solide facilitant le repositionnement Dimensions : 22 mm x 33 mm 3 électrodes montées sur support plastique Durée de conservation : 6 mois	3/sachet 100 sachets/boîte	Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique
2 13955C	Électrode à bouton pression, à usage unique, avec gel solide facilitant le repositionnement Dimensions : 22 mm x 22 mm 3 électrodes montées sur support plastique Durée de conservation : 6 mois		

Électrodes ECG à usage unique



Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur AAMI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 13952A	Électrode métallique pré-connectée, avec fil de 46 cm, non blindée, gel solide, AAMI. Dimensions : 22 mm x 33 mm. Taille terminaison : 1,5 mm. Durée de conservation : 6 mois.	3 électrodes/sachet 300/boîte	IntelliVue MP2 : M8102A ; IntelliVue MP5 : M8105A ; MMS : M3000A, M3001A, M3002A ; M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, 78260A, 78261A, 78801A, 78801B, 78831A, 78832A, 78833A, 78833B, 78834A, 78834C ; moniteurs (de surveillance néonatale/pédiatrique) : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
13953A	Électrode métallique pré-connectée, avec fil de 45 cm, non blindée, gel solide, AAMI. Dimensions : 22 mm x 22 mm. Taille terminaison : 1,5 mm. Durée de conservation : 6 mois	3 électrodes/sachet 300/boîte	
2 989803183101	NeoLead, électrodes ECG métalliques pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Adhésif en hydrogel/hydrocolloïde. Connecteur DIN standard, AAMI. Diamètre de 25 mm.	3 électrodes/sachet 50 sachets/boîte	Modules ECG : M1001B, M1002B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : M8105A, M8102A, 863064, 863065, 863066, 863068, 860338, 860335 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
3 989803183081	Mini NeoLead, électrodes ECG métalliques pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Adhésif en hydrogel/hydrocolloïde. Connecteur DIN standard, AAMI. Diamètre de 19 mm.		

Électrodes ECG à usage unique




Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur AAMI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 13952B	Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm) Durée de conservation : 6 mois	3 électrodes/sachet 300/boîte	MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; MMS : M3000A, M3001A, M3002A ; modules ECG : M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, 78260A, 78261A, 78801A, 78801B, 78831A, 78832A, 78833A, 78833B, 78834A, 78834C ; moniteurs (de surveillance néonatale/pédiatrique) : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
13953B	Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm) Durée de conservation : 6 mois		
2 989803183121	NeoLead, électrodes ECG radiotransparentes pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Connecteur DIN standard, AAMI. Diamètre de 25 mm.	3 électrodes/sachet 50/boîte	Modules ECG : M1001B, M1002B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A, 863064, 863065, 833066, 863068, 860338, 860335 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
3 989803183141	Micro NeoLead, électrodes ECG radiotransparentes à fils pré-connectés (60 cm), enfant/nouveau-né. Connecteur DIN standard, AAMI. 25 mm x 9,5 mm.		

Électrodes ECG à usage unique



Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur CEI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 13952D	Électrode métallique pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm) Durée de conservation : 6 mois	3 électrodes/sachet 300/boîte	MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; MMS : M3000A, M3001A, M3002A ; modules ECG : M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, 78260A, 78261A, 78801A, 78801B, 78831A, 78832A, 78833A, 78833B, 78834A, 78834C ; moniteurs (de surveillance néonatale/pédiatrique) : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
13953D	Électrode métallique pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm) Durée de conservation : 6 mois		
2 989803183111	NeoLead, électrodes ECG métalliques pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Connecteur DIN standard, CEI. Diamètre de 25 mm.	3 électrodes/sachet 50/boîte	Modules ECG : M1001B, M1002B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A, 863064, 863065, 833066, 863068, 860338, 860335 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
3 989803183091	Mini NeoLead, électrodes ECG métalliques pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Connecteur DIN standard, CEI. Diamètre de 19 mm.		

Électrodes ECG à usage unique



Électrodes ECG à usage unique

Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur CEI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 13952E	Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm) Durée de conservation : 6 mois	3 électrodes/sachet 300/boîte	MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; MMS : M3000A, M3001A, M3002A ; modules ECG : M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, 78260A, 78261A, 78801A, 78801B, 78831A, 78832A, 78833A, 78833B, 78834A, 78834C ; moniteurs (de surveillance néonatale/pédiatrique) : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
13953E	Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm) Durée de conservation : 6 mois		
2 989803183131	NeoLead, électrodes ECG radiotransparentes pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Connecteur DIN standard, CEI. Diamètre de 25 mm.	3/sachet 50 sachets/boîte	Modules ECG : M1001B, M1002B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A, 863064, 863065, 833066, 863068, 860338, 860335 ; nécessite le câble patient M1668A ou 989803170181
3 989803183151	Micro NeoLead, électrodes ECG radiotransparentes pré-connectées (60 cm), enfant/nouveau-né. Connecteur DIN standard, CEI. 25 mm x 9,5 mm.		

Pression invasive



Pression invasive

Solution réutilisable de surveillance de la pression invasive

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① CPJ840J6	Capteur de pression réutilisable Utilisé pour mesurer la pression veineuse et artérielle Comprend un support de capteur Longueur du câble : 3 m	1 capteur	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; M8102A, M8105A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M3015A, M3015B
CPJ84022	Dômes de pression stériles à usage unique	50 dômes	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) CPJ840J5, CPJ840J6, M8102A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M8105A, M3015A, M3015B
CPJ84026	Kit de surveillance de la pression	10 kits par boîte	863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3536M, M3002A, M8102A, M3535A, M8105AT, M8105A, M3536A, M3015A, M3015B
CPJ84046	Support de capteurs	4 supports	M3002A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M8102A, M8105A, M8105AT
CPJ84447	Pied à perfusion	1 pied	Capteurs CPJ840J5 ou CPJ840J6 avec les dispositifs : M8102A, M8105A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M3015A, M3015B

Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables



Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables

Brassards réutilisables Comfort Care à tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M1571A	Brassard Comfort Care, nourrisson Largeur de la poche : 5,5 cm ; longueur de la poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	1 brassard	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304), 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, 860335, 860338, 861290, 861493, 861494, 861495, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283 ; M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536M7, M3536M8, M3536M9, M3536MC, M8102A, M8105A, M8105AS, M8105AT
M1572A	Brassard Comfort Care, enfant Largeur de la poche : 8 cm ; longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm		
M1573A	Brassard Comfort Care, adulte petite taille Largeur de la poche : 10,5 cm ; longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm		
M1573XL	Brassard Comfort Care, adulte petite taille, extra-long Largeur de la poche : 10,5 cm ; longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm		
M1574A	Brassard Comfort Care, adulte Largeur de la poche : 13 cm ; longueur de la poche : 28 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm		
M1574XL	Brassard Comfort Care, adulte, extra-long Largeur de la poche : 13 cm ; longueur de la poche : 28 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm	1 brassard	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304), 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, 860335, 860338, 861290, 861493, 861494, 861495, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283 ; M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536M7, M3536M8, M3536M9, M3536MC, M8102A, M8105A, M8105AS, M8105AT
M1575A	Brassard Comfort Care, adulte grande taille Largeur de la poche : 16 cm ; longueur de la poche : 35 cm Circonférence du membre : 34 à 43 cm		
M1575XL	Brassard Comfort Care, adulte grande taille, extra-long Largeur de la poche : 16 cm ; longueur de la poche : 35 cm Circonférence du membre : 34 à 43 cm		
M1576A	Brassard Comfort Care, adulte grande taille, extra-long Largeur de la poche : 20 cm ; longueur de la poche : 43 cm Circonférence du membre : 42 à 54 cm		

Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables



Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables

Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M4552B/ M4552B5	Nourrisson, orange Largeur de la poche : 5,5 cm Longueur de la poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	1 brassard/5 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 63063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 63070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478
M4553B/ M4553B5	Enfant, vert Largeur de la poche : 8 cm Longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm		
M4554B/ M4554B5	Adulte petite taille, bleu clair Largeur de la poche : 10,6 cm Longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm		

Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables



Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables

Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M4555B/ M4555B5	Adulte, bleu marine Largeur de la poche : 13,5 cm Longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	1 brassard/5 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478 ; moniteurs de surveillance fœtale : M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M1351A, M1353A, M1350B, M1350C
M4556B/ M4556B5	Adulte, extra-long, bleu marine Largeur de la poche : 13,5 cm Longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		
M4557B/ M4557B5	Adulte grande taille, bordeaux Largeur de la poche : 17 cm Longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4558B/ M4558B5	Adulte grande taille, extra-long, bordeaux Largeur de la poche : 17 cm Longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4559B/ M4559B5	Cuisse, gris Largeur de la poche : 21 cm Longueur de la poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm		

Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables



Pression non invasive – Brassards de PNI réutilisables

Brassards réutilisables Easy Care à double tubulure

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M4562B	Nourrisson, orange Largeur de la poche : 5,5 cm Longueur de la poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	1 brassard	À utiliser avec les moniteurs à double tubulure, notamment les moniteurs Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
M4563B	Enfant, vert Largeur de la poche : 8 cm Longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm		
M4564B	Adulte petite taille, bleu clair Largeur de la poche : 10,6 cm Longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm		
M4565B	Adulte, bleu marine Largeur de la poche : 13,5 cm Longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		
M4566B	Adulte, extra-long, bleu marine Largeur de la poche : 13,5 cm Longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		
M4567B	Adulte grande taille, bordeaux Largeur de la poche : 17 cm Longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4568B	Adulte grande taille, extra-long, bordeaux Largeur de la poche : 17 cm Longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4569B	Cuisse, gris Largeur de la poche : 21 cm Longueur de la poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm		

Pression non invasive – Kits de brassards de PNI réutilisables



Pression non invasive – Kits de brassards de PNI réutilisables

Kits de brassards de PNI réutilisables à tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 864288	Ensemble Easy Care adulte – 4 tailles : adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse	Comprend 4 brassards : M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	Module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478 ; moniteurs de surveillance foetale : M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M1351A, M1353A, M1350B, M1350C
864289	Ensemble Easy Care enfant – 4 tailles : nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte	Comprend 4 brassards : M4552B, M4553B, M4554B, M4555B	
864290	Ensemble Easy Care – 6 tailles : nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse	Comprend 6 brassards : M4552B, M4553B, M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	
864291	Ensemble Easy Care adulte, extra-long – 6 tailles : adulte petite taille, adulte, adulte extra-long, adulte grande taille, adulte grande taille extra-long, cuisse	Comprend 6 brassards : M4554B, M4555B, M4556B, M4557B, M4558B, M4559B	
2 M1577A	Ensemble Comfort Care enfant – 4 tailles : adulte, nourrisson, enfant, adulte petite taille	Comprend 4 brassards : M1571A, M1572A M1573A, M1574A	78352A, 78352C, 78354A, 78354C, M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, 860335, 860338, 861290, 861493, 861494, 861495, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536M7, M3536M8, M3536M9, M3536MC, M8102A, M8105A, M8105AS, M8105AT
M1578A	Ensemble Comfort Care adulte – 4 tailles : adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse	Comprend 4 brassards : M1573A, M1574A M1575A, M1576A	
M1579A	Ensemble Comfort Care – 6 tailles : nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse	Comprend 6 brassards : M1571A, M1572A, M1573A, M1574A, M1575A, M1576A	
M1579XL	Ensemble Comfort Care adulte, extra-long – 3 tailles : adulte petite taille extra-long, adulte extra-long, adulte grande taille extra-long	Comprend 3 brassards : M1573XL, M1574XL, M1575XL	

Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique



Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique

Brassards Multi Care multipatients, à réutilisation limitée

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803183311	Nourrisson (orange) Largeur de la poche : 5,5 cm Longueur de la poche : 15,4 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	10 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478
989803183321	Enfant (vert) Largeur de la poche : 8 cm Longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm		
989803183331	Adulte petite taille (bleu clair) Largeur de la poche : 10,5 cm Longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm		
989803183341	Adulte (bleu marine) Largeur de la poche : 13 cm Longueur de la poche : 28 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm		
989803183351	Adulte, extra-long (bleu marine avec bordure) Largeur de la poche : 13 cm Longueur de la poche : 28 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm		
989803183361	Adulte grande taille (bordeaux) Largeur de la poche : 16 cm Longueur de la poche : 35 cm Circonférence du membre : 34 à 43 cm		
989803183371	Cuisse (gris) Largeur de la poche : 20 cm Longueur de la poche : 43 cm Circonférence du membre : 42 à 54 cm		

* Consultez le site Internet [MySupplies](#) (en anglais) pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle.

Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatient)



Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatients)

Brassards monopatients doux pour nouveau-né/nourrisson – Tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① M1866S CE	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 1, tubulure unique	40 brassards par boîte	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de PNI : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863069, 836070, 836071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 836086, 863087, 863088, M8105AS, 863275, 863276, 863278
① M1868S CE	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 2, tubulure unique		
① M1870S CE	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 3, tubulure unique		
① M1872S CE	Brassard monopatient doux, nouveau-né, taille 4, tubulure unique		
① M1873S CE	Brassard monopatient doux, nourrisson, taille 5, tubulure unique		
① 989803167551 CE	Brassards monopatients doux, nouveau-né, tubulure unique. Comprend : 5 brassards M1866S, 10 brassards M1868S, 20 brassards M1870S, 10 brassards M1872S et 5 brassards M1873S	50 brassards par boîte	Module de PNI : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863069, 836070, 836071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 836086, 863087, 863088, M8105AS

Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatient)



Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatients)

Brassards monopatients en vinyle pour nouveau-né/nourrisson

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M1866B CE	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 1 Circonférence : 3,1 à 5,7 cm, tubulure unique. Nouvelle connectique. Remplace le modèle M1866A.	40 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de PNI : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : M8105A, M8102A, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082 ; anciens moniteurs HP : 78352A, 78352C, 78834C, M8105AS, 863275, 863276, 863278
M1868B CE	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 2 Circonférence : 4,3 à 8,0 cm, tubulure unique. Nouvelle connectique. Remplace le modèle M1868A.		
M1870B CE	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 3 Circonférence : 5,8 à 10,9 cm, tubulure unique. Nouvelle connectique. Remplace le modèle M1870A.		
M1872B CE	Brassard monopatient, nouveau-né, taille 4 Circonférence : 7,1 à 13,1 cm, tubulure unique. Nouvelle connectique. Remplace le modèle M1872A.		
M1873B CE	Brassard monopatient, nourrisson, taille 5 Circonférence : 10,0 cm à 15,0 cm, tubulure unique. Nouvelle connectique.		
989803167541 CE	Ensemble de brassards de PNI monopatients pour nouveau-né. Comprend 50 brassards. Nouvelle connectique. Remplace les modèles M1820-60020.	5 brassards M1866B taille 1, 10 brassards M1868B taille 2, 20 brassards M1870B taille 3, 10 brassards M1872B taille 4, 5 brassards M1873B taille 5	Module de PNI : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient : M8105A, M8102A, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082 ; anciens moniteurs HP : 78352A, 78352C, 78834C, M8105AS

Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatient)



Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatients)

Brassards Single Care à usage unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*	
989803182281	Enfant (vert) Largeur de la poche : 8 cm Longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	20 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478	
989803182291	Adulte petite taille (bleu clair) Largeur de la poche : 10,6 cm Longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm		20 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478 ; moniteurs de surveillance foetale : M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M1351A, M1353A, M1350B, M1350C
989803182301	Adulte (bleu marine) Largeur de la poche : 13,5 cm Longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm			
989803182311	Adulte, extra-long (bleu marine avec bordure) Largeur de la poche : 13,5 cm Longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm			
989803182321	Adulte grande taille (bordeaux) Largeur de la poche : 17 cm Longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm			

Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatient)



Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatients)

Brassards Gentle Care à usage unique, double tubulure

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M4582B	Nourrisson (orange) Largeur de la poche : 5,5 cm, longueur de la poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	10 brassards	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304)
M4583B	Enfant (vert) Largeur de la poche : 8 cm, longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm		
M4584B	Adulte petite taille (bleu clair) Largeur de la poche : 10,6 cm, longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm		
M4585B	Adulte (bleu marine) Largeur de la poche : 13,5 cm, longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		
M4586B	Adulte, extra-long (bleu marine) Largeur de la poche : 13,5 cm, longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		Moniteurs à double tubulure
M4587B	Adulte grande taille (bordeaux) Largeur de la poche : 17 cm, longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4588B	Adulte grande taille, extra-long (bordeaux) Largeur de la poche : 17 cm, longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4589B	Cuisse (gris) Largeur de la poche : 21 cm, longueur de la poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm		

Pression non invasive – Brassards de PNI à usage unique (monopatient)

Brassards Gentle Care à usage unique, tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
M4572B	Nourrisson (orange) Largeur de la poche : 5,5 cm, longueur de la poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	10 brassards	<p>Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478 ; systèmes Xper Flex Cardio Physiomonitring : 860335, 860338</p>
M4573B	Enfant (vert) Largeur de la poche : 8 cm, longueur de la poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm		
M4574B	Adulte petite taille (bleu clair) Largeur de la poche : 10,6 cm, longueur de la poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm		
M4575B	Adulte (bleu marine) Largeur de la poche : 13,5 cm, longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		
M4576B	Adulte, extra-long (bleu marine) Largeur de la poche : 13,5 cm, longueur de la poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm		
M4577B	Adulte grande taille (bordeaux) Largeur de la poche : 17 cm, longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4578B	Adulte grande taille, extra-long (bordeaux) Largeur de la poche : 17 cm, longueur de la poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm		
M4579B	Cuisse (gris) Largeur de la poche : 21 cm, longueur de la poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm		

Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI

Brassards Value Care réutilisables

Réf. produit	Description	Circonférence du membre	Largeur de la poche	À utiliser avec :*
989803160861	Adulte, grande taille	34 à 43 cm	16 cm	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302)
989803160851	Adulte, extra-long	27 à 35 cm	13 cm	
989803160841	Adulte	27 à 35 cm	13 cm	
989803160831	Adulte, petite taille	20 à 28 cm	10,5 cm	
989803160821	Enfant	14 à 21 cm	8 cm	
989803160811	Nourrisson	10 à 15 cm	5,5 cm	

Embouts protecteurs pour brassards de PNI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 989803151601	Embouts protecteurs pour brassards à tubulure unique	10 embouts	n/a
② 989803151611	Embouts protecteurs pour brassards à double tubulure	20 embouts	



①

②

* Consultez le site Internet [MySupplies](#) (en anglais) pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle.

Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI



1



2



3

Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI

Tubulures d'interconnexion pour brassard de pression

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 989803136931	Tubulure de pression non invasive, adulte/enfant Longueur : 3,57 m	1 tubulure	Moniteurs VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061
M1598B	Tubulure de pression non invasive, adulte Longueur : 1,5 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478 ; moniteurs de surveillance foetale : M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M1351A, M1353A, M1350B, M1350C
② M1599B	Tubulure de pression non invasive, adulte Longueur : 3,0 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module : M1008B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs IntelliVue : MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AS, M8105AT, 866044, 866045, 866046 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 863285, 863286, 863287, 863288, 863289, 862474, 862478 ; systèmes Xper Flex Cardio Physiomonitring : 860335, 860338 ; moniteurs de surveillance foetale : M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M1351A, M1353A, M1350B, M1350C
③ M3918A	Tubulure de pression non invasive, adulte/enfant Longueur : 3,0 m		A1 : M3921A, M3922A, M3923A, M3924A ; A3 : M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; ICG : 862146 ; moniteurs C1 : 863051, 863052, 863053, 863054
M1596C	Tubulure de pression non invasive, nouveau-né Longueur : 1,5 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; M1008B, 863063, 863069, 863275, 863073, M8102A, M8105A, M3001A, M3000A, M3002A
M1597C	Tubulure de pression non invasive, nouveau-né Longueur : 3,0 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; M1008B, 863063, 863069, 863275, 863073, M8102A, M8105A, M3001A, M3000A, M3002A

Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI



Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI

Ensemble poire et valve pour sphygmomanomètre manuel

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M4580A	Ensemble poire et valve Sphygmomanomètre manuel Une tubulure en spirale de rechange (M4581A) est disponible pour ce produit	1 ensemble poire et valve	Modèles de brassards monopatiens réutilisables à double tubulure (M456xB) et modèles doux à usage unique (M458xB uniquement)
2 M4581A	Tubulure en spirale Ensemble poire et valve de rechange, longueur : 2,4 m	1 tubulure	M4580A Ensemble poire et valve

Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Pression non invasive – Accessoires et tubulures de PNI**

Adaptateurs pour brassards de PNI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M4550A	Adaptateur à tubulure unique (Welch-Allyn) Connecteur femelle de type fileté	1 adaptateur	Brassards Philips à tubulure unique, réutilisables ou à usage unique, sauf série 40401x
2 M4551A	Adaptateur en Y, double tubulure (Welch-Allyn)		Brassards Philips à double tubulure, réutilisables ou à usage unique
3 M4560A	Adaptateur à tubulure unique Connecteur femelle à branchement rapide		Brassards Philips à tubulure unique, réutilisables ou à usage unique, sauf série 40401x
4 M4561A	Adaptateur en Y, double tubulure Connecteur femelle à branchement rapide		Brassards Philips à double tubulure, réutilisables ou à usage unique
5 M4570A	Adaptateur à tubulure unique (Draeger) Adaptateur pour brassard de type Luer		Brassards Philips à tubulure unique, réutilisables ou à usage unique, sauf série 40401x
6 M4571A	Adaptateur en Y, double tubulure (Draeger)		Brassards Philips à double tubulure, réutilisables ou à usage unique
M4590A	Adaptateur à tubulure unique (Colin, Datascope-Passport, Spacelabs, Welch-Allyn, Mindray) Connecteur de type Luer		Brassards Philips à tubulure unique, réutilisables ou à usage unique, sauf série 40401x
7 M4591A	Adaptateur à tubulure unique (Welch-Allyn Protocol) Connecteur mâle à branchement rapide		Brassards Philips à double tubulure, réutilisables ou à usage unique
8 M4592A	Adaptateur à double tubulure (GE/Marquette) Connecteur mâle à branchement rapide		
9 M4593A	Adaptateur à double tubulure (Datex/Ohmeda) Connecteur mâle et connecteur femelle à branchement rapide		
10 M4594A	Adaptateur en Y (Spacelabs, Siemens, Mindray) Connecteur à baïonnette		
11 M4595A	Adaptateur en Y (Colin, Datascope-Passport, Spacelabs, Welch-Allyn, Mindray) Connecteur de type Luer		
12 M4596A	Adaptateur en Y (Welch-Allyn Protocol) Connecteur mâle à branchement rapide		

**La disponibilité de ces produits est variable suivant les pays.

* Consultez le site Internet MySupplies (en anglais) pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle.

Papier



Papier

Papier d'enregistrement

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 40477A	Papier thermique pour enregistreur, 50 mm x 30,5 m	10 rouleaux	Enregistreur M1116A/M1116B ; module enregistreur M3176B : MP20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, M3001A
40477B	Papier thermique pour enregistreur, 50 mm x 30,5 m	80 rouleaux	
M4816A	Papier thermique pour enregistreur, 50 mm x 30,5 m	10 rouleaux	Enregistreur M3925A pour moniteurs patient compacts A1/C1, enregistreur bipiste USB M3176C, enregistreur A3/C3, module enregistreur thermique M1116C
M4817A	Papier thermique pour enregistreur, 50 mm x 30,5 m	80 rouleaux	
PSE11268	Papier pour enregistreur Seiko, 4 pistes, 11,2 cm x 30,5 m	24 rouleaux	Enregistreur M3160A
40469A	Papier pour enregistreur thermique multipiste, pliage en accordéon, 1,2 cm x 1,5 cm (longueur totale = 45 m)	1 boîte = 20 paquets (300 feuilles par paquet)	Enregistreur M1117A
M1885A	Papier thermique, format A4 Multipiste, thermochimique, pliage en accordéon, numéroté, format A4	1 boîte = 6 paquets (500 feuilles par paquet)	
② 989803138131	Papier ICG, 6,35 cm x 6 m	20 rouleaux	Enregistreur ICG intégré 862146
③ 989803136891	Papier thermique pour enregistreur, 5,8 cm x 30,5 m	5 rouleaux	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; enregistreurs intégrés VS1, VS3, VM4, VM6, VM8

Oxymétrie de pouls



1



2



3

Oxymétrie de pouls

Capteurs de SpO₂ réutilisables Philips

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M1191B	Capteur de doigt, adulte Longueur = 2 m Poids du patient : > 50 kg Connecteur à 8 broches	1 capteur	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278
M1191BL	Capteur de doigt, adulte Longueur = 3 m Poids du patient : > 50 kg Connecteur à 8 broches		
M1191T	Capteur de doigt, adulte Longueur = 0,45 m Poids du patient : > 50 kg Connecteur (D-sub) à 9 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278
2 M1192A	Capteur de doigt, enfant/adulte petite taille Longueur = 1,5 m Poids du patient : entre 15 et 50 kg Connecteur à 8 broches		
M1192T	Capteur de doigt, enfant/adulte petite taille Longueur = 0,45 m Poids du patient : entre 15 et 50 kg Connecteur (D-sub) à 9 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863264, 863265, 863266 ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278
3 M1193A	Capteur de pied réutilisable, sur bande, nouveau-né Longueur = 1,5 m Poids du patient : entre 1 et 4 kg Connecteur à 8 broches		
M1193T	Capteur réutilisable, sur bande, nouveau-né Longueur = 0,90 m Poids du patient : entre 1 et 4 kg Connecteur (D-sub) à 9 broches		

Oxymétrie de pouls



Oxymétrie de pouls

Capteurs de SpO₂ réutilisables Philips (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
4 M1194A	Capteur à clip d'oreille, enfant/adulte Longueur : 1,5 m Poids du patient : > 40 kg Connecteur à 8 broches	1 capteur	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémetrie : système de télémetrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278
5 M1195A	Capteur de doigt réutilisable, nourrisson Longueur : 1,5 m Poids du patient : entre 4 et 15 kg Connecteur à 8 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278
6 M1196A	Capteur de doigt à clip, enfant/adulte Longueur : 3 m Poids du patient : > 40 kg Connecteur à 8 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémetrie : système de télémetrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278, 863283
M1196S	Capteur de SpO ₂ à clip, réutilisable, adulte Longueur : 2 m Poids du patient : > 40 kg Connecteur à 8 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémetrie : système de télémetrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278

Oxymétrie de pouls



7



8

Oxymétrie de pouls

Capteurs de SpO₂ réutilisables Philips (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
7 M1196T	Capteur de doigt à clip, enfant/adulte Longueur : 90 cm Poids du patient : > 40 kg Connecteur (D-sub) à 9 broches	1 capteur	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 863276, 863278
8 M1627A	Bracelet Bandes auto-agrippantes pour capteur de SpO ₂ M1191A/B		M1191BL, M1192A, M119B, M1191T, M1192T

Oxymétrie de pouls



1



2



3



4

Oxymétrie de pouls

Capteurs de SpO₂, monopatiens

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M1131A	Capteur de doigt à clip, monopatient, adulte/enfant Longueur = 45 cm Poids du patient : > 20 kg Connecteur D-sub à 9 broches	20 capteurs	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; télémétrie : émetteur M2601A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278
2 M1132A	Capteur sur bande monopatient, nourrisson Longueur = 0,90 m ; doigt nourrisson Poids du patient : entre 3 et 10 kg Connecteur D-sub à 9 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278
3 M1133A	Capteur sur bande monopatient, nouveau-né/nourrisson/adulte Longueur = 90 cm Poids du patient : adulte (doigt) : > 40 kg Nouveau-né (pied/main) : < 3 kg Nourrisson (gros orteil/pouce) : entre 10 et 20 kg Connecteur D-sub à 9 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304). Les modèles suivants peuvent également être utilisés avec le M1134A : moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863264, 863265, 863266 ; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; télémétrie : M8105AT avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278
4 M1134A	Capteur sur bande monopatient, sans adhésif, nouveau-né/nourrisson/adulte Longueur = 90 cm Poids du patient : adulte : > 40 kg Nouveau-né : < 3 kg Nourrisson : entre 10 et 20 kg Connecteur D-sub à 9 broches		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304). Les modèles suivants peuvent également être utilisés avec le M1134A : moniteurs : C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863264, 863265, 863266 ; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; télémétrie : M8105AT avec SpO ₂ option A01, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278

Oxymétrie de pouls



1



2



3



4



5

Oxymétrie de pouls

Câbles adaptateurs de SpO₂ pour capteurs Philips

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M1900B	Câble adaptateur de SpO ₂ (12 broches) Permet de relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 12 broches Longueur : 3 m	1 câble	Modules de SpO ₂ : anciens moniteurs HP/Agilent : 78352C, 78354C, 78834C ; défibrillateurs : M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B ; module de SpO ₂ : M1020A ; moniteurs de surveillance fœtale : M1350B, M1350C
2 M1940A	Câble adaptateur de SpO ₂ (12 broches) Permet de relier des capteurs à 8 broches à des terminaisons à 12 broches Longueur : 2 m		Modules de SpO ₂ : capteurs de SpO ₂ M1191A, M1192A, M1193A, M1194A, M1195A et M1196A. Autres appareils Philips : 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78833A, 78833C ; défibrillateurs : M1020A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B ; modules ; moniteurs (de surveillance générale) ; moniteurs (de surveillance néonatale/fœtale) ; M1350B, M1350C
3 M1941A	Câble d'extension de SpO ₂ (8 broches) Permet de rallonger le câble reliant les capteurs à 8 broches aux terminaisons à 8 broches Longueur : 2 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ;
4 M1943A	Câble adaptateur de SpO ₂ (8 broches) Permet de relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 8 broches Longueur : 1 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de SpO ₂ : M1020B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AT avec SpO ₂ option A01 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278
M1943AL	Câble adaptateur de SpO ₂ (8 broches) Permet de relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 8 broches Longueur : 3 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de SpO ₂ : M1020B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AT avec SpO ₂ option A01 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS, 863276, 863278 ; HeartStart XL+ : 861290
5 M1943NL	Câble adaptateur de SpO ₂ OxiMax® (8 broches) Permet de relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 8 broches Longueur : 3 m À utiliser uniquement avec les terminaisons IntelliVue A02 et A04		M1020B A02, MP20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90 A02, M3002A, M8102A, M8105AS, M1020B, M1020B A04, M3001A A04, M3001A, M8105A, M8105AT, M8102A SP4, M8105AS SP4, M8105AT SP4, M8105A SP4

Oxymétrie de pouls



1



2



3



4



5



6

Oxymétrie de pouls

Câble adaptateur de SpO₂ Masimo® LNCS®

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 989803148221	Câble adaptateur pour capteurs Masimo SET LNCS Permet d'adapter des capteurs LNCS sur les moniteurs Philips Longueur : 3 m	1 câble	Modules de SpO ₂ : M1020A, M1020B ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO ₂ option A01 ; module de SpO ₂ SET® : M1020B option A03 ; modules multi-mesure SET® : M3001A option A03, M3002A option A03, M8105AS, 863276, 863278
989803182411	Câble rainbow SET de 1,22 m pour mesures rainbow ; à angle droit	1 câble	M3001AL, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AS – option A05/SP5, 863283, 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863320, 863321, 863322 (vérifiez les options de configuration)
2 989803182421	Câble rainbow SET de 1,22 m pour mesures rainbow ; droit	1 câble	
3 989803182431	Câble rainbow SET de 3,05 m pour TOUTES les mesures rainbow	1 câble	
4 989803186471	Câble rainbow SET de 3,65 m pour mesures rainbow ; droit	1 câble	
5 989803186501	Câble rainbow SET de 3,05 m pour capteurs LNCS	1 câble	
6 989803186531	Câble rainbow SET de 1,22 m pour capteurs LNCS ; droit	1 câble	

Oxymétrie de pouls



Oxymétrie de pouls

Capteurs de SpO₂ adhésifs à usage unique, pour technologie FAST ou OxiMax (monopatients)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M1901B	Capteur à usage unique (monopatient), stérile, nouveau-né Poids du patient : < 3 kg ou > 40 kg Connecteur à 9 broches Durée de conservation : 1 an (non disponible en Amérique du Nord et au Japon)	24 capteurs et bandes	862108, 862231, 862439, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350 (États-Unis uniquement), 865351, M1020B, M2703A, M2705A, M2705A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
2 M1902B	Capteur à usage unique (monopatient), stérile, nourrisson Poids du patient : entre 3 et 20 kg Connecteur à 9 broches Durée de conservation : 1 an (non disponible en Amérique du Nord et au Japon)		861290, 862108, 862231, 862439, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350 (États-Unis uniquement), M1020B, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
3 M1903B	Capteur à usage unique (monopatient), stérile, enfant Poids du patient : entre 10 et 50 kg Connecteur à 9 broches Durée de conservation : 1 an (non disponible en Amérique du Nord et au Japon)		861290, 861493, 861494, 861495, 862108, 862231, 862439, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350 (États-Unis uniquement), 865351, M1020B, M1350B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
4 M1904B	Capteur à usage unique (monopatient), stérile, adulte Poids du patient : > 30 kg Connecteur à 9 broches Durée de conservation : 1 an (non disponible en Amérique du Nord et au Japon)		861290, 861493, 861494, 861495, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350 (États-Unis uniquement), 864351, M1020B, M1350B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS

Oxymétrie de pouls – Accessoires et consommables pour dispositifs de mesure sans fil



Oxymétrie de pouls – Accessoires et consommables pour dispositifs de mesure sans fil

Capteurs et accessoires de SpO₂ Mobile CL

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803165921	20 capteurs de SpO ₂ monopatiens Mobile CL	20 capteurs	Afficheur de SpO ₂ IntelliVue CL, 865215
① 989803165941	20 capteurs et socles de SpO ₂ monopatiens Mobile CL (bracelets inclus)	20 kits de capteurs	
② 989803165951	20 socles de SpO ₂ Mobile CL (bracelets inclus)	20 kits de socles	
③ 989803165961	50 bracelets de SpO ₂ Mobile CL	50 bracelets	
989803168861	Kit de batterie de SpO ₂ Mobile CL Le kit inclut une batterie de rechange pour afficheur de SpO ₂ IntelliVue CL ainsi que les accessoires nécessaires.	1 kit de batterie	

Accessoires et consommables pour dispositifs de mesure sans fil IntelliVue

Brassards de pression non invasive Mobile CL

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 989803163171	Brassard réutilisable Mobile CL pour adulte petite taille, marron clair avec tubulure bleu clair Largeur du brassard : 10,5 cm, longueur de la poche : 18,5 cm, circonférence du membre : 21,0 à 27,0 cm	1 brassard	Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216
989803163191	Brassard réutilisable Mobile CL pour adulte, marron clair avec tubulure bleu marine Largeur du brassard : 13,0 cm, longueur de la poche : 26,0 cm, circonférence du membre : 26,0 à 34,5 cm		
989803163211	Brassard réutilisable Mobile CL pour adulte grande taille, marron clair avec tubulure bordeaux Largeur du brassard : 16,0 cm, longueur de la poche : 36,5 cm, circonférence du membre : 33,5 à 45,0 cm		
2 989803163181	Brassard à usage unique Mobile CL pour adulte petite taille, bleu clair Largeur du brassard : 10,5 cm, longueur de la poche : 18,5 cm, circonférence du membre : 21,0 à 27,0 cm	20 brassards	
989803163201	Brassard à usage unique Mobile CL pour adulte, bleu marine Largeur du brassard : 13,0 cm, longueur de la poche : 26,0 cm, circonférence du membre : 26,0 à 34,5 cm		
989803163221	Brassard à usage unique Mobile CL pour adulte grande taille, bordeaux Largeur du brassard : 16,0 cm, longueur de la poche : 36,5 cm, circonférence du membre : 33,5 à 45,0 cm		



1



2



3



4

Accessoires et consommables pour dispositifs de mesure sans fil IntelliVue

Accessoires de pression non invasive Mobile CL

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
3 989803187431	Tubulure Mobile CL, connecteur à baïonnette, adulte, 1 m	1	Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216
989803163251	Kit de socles de PNI Mobile CL	20 socles	
989803163131	Tubulure d'extension Mobile CL, 1 m Longueur : 1,0 m	1	
989803163261	Kit de batterie de PNI Mobile CL Le kit inclut une batterie et un outil pour le démontage du module de PNI.	1 batterie	

Accessoires de l'émetteur Mobile CL

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
989803168881	20 socles pour émetteur Mobile CL	20 socles monopatiens	Émetteur IntelliVue CL 865221
989803168871	Kit de batterie pour émetteur Mobile CL	1 kit de batterie	

Accessoire de fixation pour afficheur de respiration Mobile CL

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
4 989803179541	Accessoire de fixation pour afficheur de respiration Mobile CL	50 fixations/boîte	865218

Mesure de la température



Mesure de la température

Sondes de température

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 21091A	Sonde de température cutanée, stérile, à usage unique Longueur : 76 cm Durée de conservation : 12 mois minimum	20 sondes par boîte	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3015A, M3015B ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A
2 M1837A	Sonde de température rectale/œsophagienne, 9 Fr Monopatient Longueur : 91 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B
3 21090A	Sonde de température rectale/œsophagienne, 12 Fr Monopatient Longueur : 91 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B

Mesure de la température



1



2

Mesure de la température


Sondes-stéthoscopes de température œsophagienne, à usage unique (conformes à la norme ISO 80601-2-56:2009)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 21093A	Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 12 Fr Longueur : 51 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum	20 sondes	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B
② 21094A	Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 18 Fr Longueur : 51 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum		
21095A	Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 24 Fr Longueur : 51 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum		

Mesure de la température



1



2



3

Mesure de la température

Sondes-cathéters de Foley, à usage unique (conformes à la norme ISO 80601-2-56:2009)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 M2255A	Sonde-cathéter de Foley, 14 Fr Longueur : 43 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum	10 sondes	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B
2 21096A	Sonde-cathéter de Foley, 16 Fr Longueur : 43 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum		
3 21097A	Sonde-cathéter de Foley, 18 Fr Longueur : 43 cm. Stérile, surveillance continue Durée de conservation : 12 mois minimum		

Mesure de la température



Mesure de la température

Câbles d'extension et adaptateurs pour sondes de température à usage unique (conformes à la norme ISO 80601-2-56:2009)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 21082A	Câble adaptateur : permet de relier des sondes de température à usage unique à des moniteurs Philips (ou HP, Agilent) Accepte les jacks 1/8" (connecteur à 2 broches). Longueur : 3 m	1 câble	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B
21082B	Câble adaptateur : permet de relier des sondes de température à usage unique à des moniteurs Philips (ou HP, Agilent) Accepte les jacks 1/8" (connecteur à 2 broches). Longueur : 1,5 m		
② 989803162591	Câble adaptateur : permet de relier des sondes de température à usage unique à des moniteurs Série 400 Longueur : 3 m		Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4"
989803162601	Câble adaptateur : permet de relier des sondes de température à usage unique à des moniteurs Série 400 Longueur : 1,5 m		

Mesure de la température



1



2



3



4

Mesure de la température

Sondes de température réutilisables et stérilisables en autoclave pour surveillance continue (conformes à la norme ISO 80601-2-56:2009)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 21075A	Sonde de température rectale/œsophagienne (stérilisable en autoclave), 12 Fr, terminaison à 2 broches, réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m	1 sonde	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B
2 21076A	Sonde de température rectale/œsophagienne (stérilisable en autoclave), 10 Fr, terminaison à 2 broches, réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B
3 21078A	Sonde de température cutanée (stérilisable en autoclave) Diamètre de 9,5 mm Terminaison à 2 broches, surface adhésive réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m		Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ; module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B, 860335, 860338
4 989803162621	Sonde de température rectale/œsophagienne (stérilisable en autoclave), 12 Fr, connecteur jack de 1/4", réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m		Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4"

Mesure de la température



Mesure de la température

Sondes de température réutilisables et gaines de protection à usage unique pour moniteurs SureSigns VS1/VS3/VS4

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 989803162631	Sonde de température rectale/œsophagienne (stérilisable en autoclave), 10 Fr, connecteur jack 1/4", réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m	1 sonde	Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4"
2 989803162641	Sonde de température cutanée (stérilisable en autoclave), Diamètre de 9,5 mm, Connecteur jack 1/4", surface adhésive réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m		
3 989803163281	Câble adaptateur nécessaire pour relier les sondes de température réutilisables équipées d'un connecteur jack 1/4" aux connecteurs d'entrée à 2 broches des anciens moniteurs HP/Agilent et Philips Longueur : 3 m	1 câble	Sondes de température 989803162621, 989803162631, 989803162641
4 989803163271	Câble adaptateur nécessaire pour relier les sondes de température réutilisables avec connecteur à 2 broches aux moniteurs de surveillance de la température Série 400 équipés d'un connecteur jack 1/4" Longueur : 3 m		Sondes de température 21075A, 21076A, 21078A
989803179611	Gaine de protection Genius 2 (marquage CE), à usage unique, non stérile. Durée de conservation : 2 ans minimum. Dimensions : 43 x 30 x 14 cm	2 112 gaines de protection par boîte	VS3 (863071 option T02 et 863072 option T02) VS4 (863283 option T02), 866149
989803179381	Gaine de protection Genius 2 (sans marquage CE), à usage unique, non stérile. Durée de conservation : 2 ans minimum. Dimensions : 43 x 30 x 14 cm		

Mesure de la température



Mesure de la température

Sondes de température et gaines de protection réutilisables pour moniteurs SureSigns VM4/VS2/VS3/VS4 et IntelliVue MP5

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 989803143381	Sonde de température orale réutilisable avec support, surveillance de la température prédictive	1 sonde	Moniteurs SureSigns VS3 : 863070, 863073, 863074 ; VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066 ; IntelliVue MP5 : M8105A, M8105AT, M8105AS ; VS2 : 863081, 863082, 863276, 863278
② 989803143391	Sonde de température rectale réutilisable avec support, surveillance de la température prédictive		Moniteurs SureSigns VS3 : 863070, 863073, 863074 ; VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066 ; IntelliVue MP5 : M8105A, M8105AT, M8105AS ; VS2 : 863081, 863082
M4823A	Gainés de protection pour sonde de température	1 000 gainés	Sondes de température 989803143381, 989803143391 ; 863276, 863278
989803180831	Sonde de température tympanique Genius 2, réutilisable, non stérile	1 sonde	VS3 (863071 option T02 et 863072 option T02) VS4 (863283 option T02), 866149

Accessoires (batteries, protections, pochettes)



Accessoires (batteries, protections, pochettes)

Batteries, kits de batterie

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
① 989803194541	Batterie lithium-ion Durée de conservation : 6 mois minimum	1 batterie	860306, 860310, 860315, 860332, 860352, 860353, 860354, 860355, 863063, 863064, 863065, 863066, 863067, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863079, 863080, 863081, 863082, 863083, 863300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863317, 863320, 863321, 863322
② M4605A	Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8 V Durée de conservation : 6 mois minimum		IntelliVue MP20, MP30, MP40, MP50, MP5, MP5T, M2702A, M2703A, 865297, M8105AS, 866060, 866062, 866064, 866066
③ M4607A	Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8 V Durée de conservation : 4 mois minimum		IntelliVue MP2 : M8102A ; module multi-mesure X2 : M3002A
M4607-60001	Chargeur-adaptateur de batterie	1 adaptateur	Module multi-mesure IntelliVue X2 : M3002A ; MP2 : M8102A
989803168861	Kit de batterie de SpO ₂ Mobile CL Le kit inclut une batterie de rechange pour afficheur de SpO ₂ IntelliVue CL, ainsi que les accessoires nécessaires	1 kit de batterie	Afficheur de SpO ₂ IntelliVue CL 865215
989803163261	Kit de batterie de PNI Mobile CL Le kit inclut une batterie et un outil pour le démontage du module de PNI	1 batterie	Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216
989803168871	Kit de batterie pour émetteur Mobile CL	1 kit de batterie	Émetteur IntelliVue CL 865221
989803174131	Batterie lithium-ion pour moniteur MX40 (lot de 3), 3,7 V Rechargeable Durée de conservation : 3 mois	3 piles	MX40
989803176201	Batterie lithium-ion pour moniteur MX40 (lot de 1), 3,7 V Rechargeable Durée de conservation : 2 mois	1 batterie	
④ 989803174891	Adaptateur pour batterie du MX40 (lot de 3) Piles AA jetables	3 piles	
989803174881	Batterie lithium-ion pour moniteur VM	1 batterie	Moniteurs VSi & VS2+ : 863275, 863276, 863277, 863278, 863279
40455A	Batterie zinc-air, 8,4 V Durée de conservation : 6 mois	12 batteries	78100A, M1400A, M2600A
ULBU9VLJ	Batterie lithium, 9 V Durée de conservation : 10 mois	10 batteries	M2600A, M2601A

Accessoires (batteries, protections, pochettes)



1



2



3



4



5



6

Accessoires (batteries, protections, pochettes)


Supports, pochettes, protections pour dispositifs de monitoring patient

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
1 989803153441	Sangle de transport MP2/X2	1 sangle	MP2 M8102A ; module multi-mesure X2 M3002A
2 989803157171	Support antidérapant X2/MP2	5 supports	
989803163381	Filtre d'affichage pour moniteur MP2/X2, adapté au port de lunettes de vision nocturne	1 filtre	M3002A, M8102A
M3919A	Sac fourre-tout en toile	1 sac	Moniteur A3 : M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A
M3920A	Sacoche à pression pour accessoires pour le sac fourre-tout en toile du moniteur A3		Sac M3919A
989803189981	Batterie lithium-ion	Batterie à 3 cellules	Efficia CM10 (863301), CM12 (863303), CM100 (863300), CM120 (863302), CM150 (863304) ;
989803194541	Batterie lithium-ion	Batterie à 9 cellules	

Pochettes et protections pour systèmes de télémétrie

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec :*
9300-0768-050	Pochette de télémétrie à usage unique, à pression. Résiste à l'eau et aux produits chimiques.	1 boîte de 50 pochettes	78100A, M1400A, M2600A, 865216
9300-0768-200	Pochette de télémétrie à usage unique, à pression. Résiste à l'eau et aux produits chimiques.	4 boîtes de 50 pochettes	
3 989803137831	Pochette pour émetteur-récepteur, avec bandoulière et fenêtre de visualisation	1 boîte de 50 pochettes	Télémétrie IntelliVue, 865216
989803140371	Pochette pour émetteur-récepteur, avec bandoulière et fenêtre de visualisation	4 boîtes de 50 pochettes	862231 (TRx4851A), 865216
4 989803140431	Cache de protection pour le port service TeleMon pour TRx (modèle ECG uniquement)	10 gaines	862439 (TRx4841A)
5 989803140451	Cache de protection pour le port service TeleMon pour TRx+ (ECG et SpO ₂)		862108 (M2601B)
6 989803140441	Cache de protection pour le connecteur de SpO ₂		
989803174141	Pochette de transport étanche	1 boîte de 50 pochettes	Dispositif de mesure de PNI sans fil IntelliVue MX40
989803174151	Pochette de transport étanche	1 boîte de 200 pochettes	

Moniteurs patient



Moniteurs patient

Nos solutions de surveillance patient sont destinées à tous les environnements hospitaliers, aux différents niveaux de soins et conditions cliniques. La gamme de moniteurs patient IntelliVue, SureSigns et Efficia offre une certaine flexibilité grâce à ses modèles portables, compacts et spécialisés.

Moniteurs IntelliVue

Description	Réf. produit
1 Moniteur patient portable IntelliVue MX40	865350 (États-Unis uniquement) – SMART HOPPING 1,4 GHZ 865351 – SMART HOPPING 2,4 GHZ 865352 – 802.11 A/B/G
2 Moniteur de chevet IntelliVue MX800	865240
3 Moniteur de chevet IntelliVue MX700	865241
4 Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX450	866062
5 Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX550	866066
6 Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX400	866060
7 Moniteur de chevet/portatif IntelliVue MX500	866064
8 Moniteur patient portable IntelliVue MP2	865040
9 Module multi-mesure X2, module de mesure et moniteur patient IntelliVue	865039
10 Moniteur patient portable IntelliVue MP5	865024 (M8105A)
11 Moniteur IntelliVue MP5SC (SpotCheck)	865322 (M8105AS)

Moniteurs patient



Moniteurs patient

Nos solutions de surveillance patient sont destinées à tous les environnements hospitaliers, aux différents niveaux de soins et conditions cliniques. La gamme de moniteurs patient IntelliVue, SureSigns et Efficia offre une certaine flexibilité grâce à ses modèles portables, compacts et spécialisés.

Moniteurs SureSigns

Description	Réf. produit
1 Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS4	863283
2 Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS3	863069
3 Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VS2+	863278
4 Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VSi	863275
5 Moniteur de paramètres vitaux SureSigns VM1	863264
6 Moniteur patient Efficia CM100	863300
7 Moniteur patient Efficia CM120	863302
8 Moniteur patient Efficia CM150	863304
9 Moniteur patient Efficia CM10	863301
10 Moniteur patient Efficia CM12	863303



© 2017 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Philips se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence résultant de l'utilisation de cette publication. Les marques commerciales appartiennent à Koninklijke Philips N.V. ou à leurs propriétaires respectifs.

www.philips.com
4522 991 28452 * DEC 2017