



Accessoires et consommables
pour ECG de diagnostic et
imagerie échographique

PHILIPS

Madame, Monsieur,

Vous recherchez des accessoires et consommables médicaux de qualité pour optimiser la performance de vos dispositifs médicaux ? Alors ce catalogue est pour vous. Que votre priorité soit la qualité des soins aux patients, la fiabilité du matériel ou la réduction des coûts, vous pouvez compter sur l'aide de Philips Healthcare pour y arriver. Découvrez notre gamme d'accessoires et de consommables, des électrodes aux capteurs de SpO₂, pour votre domaine de soins.

À propos de ce catalogue

Avertissement lié au latex

Parmi les 600 produits actuellement commercialisés par Philips, moins de 9 % contiennent du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, susceptible d'entrer en contact avec des parties du corps humain. Afin d'éviter tout risque de réactions allergiques dues à ces substances, les produits contenant du latex sont signalés par le symbole suivant :



Attention : ce symbole signale un produit contenant du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, susceptible d'entrer en contact avec des parties du corps humain, et de provoquer des réactions allergiques.

Les produits ne portant pas ce symbole ne contiennent pas, à notre connaissance, de latex de caoutchouc naturel ni de caoutchouc naturel sec. Ce symbole indique **uniquement** quelles sont les **fournitures médicales** qui contiennent du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, et qui sont susceptibles d'entrer en contact avec le corps humain et de provoquer des réactions allergiques. Pour savoir si un **appareil médical** Philips contient du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, référez-vous à son étiquette.

D'après les recommandations de la FDA, si un produit contenant du latex est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain, il doit porter ce symbole. Vous devez toujours consulter l'étiquette du produit pour connaître les informations précises relatives au latex de caoutchouc naturel ou au caoutchouc naturel sec.

Marquage CE

Les produits portant ce symbole sont conformes aux directives de l'Union européenne (UE), définies par la législation des états membres, et sont disponibles à la vente dans les pays européens qui acceptent

le marquage CE, avec certaines restrictions. Tous les produits portant ce marquage sont conformes à la Directive du Conseil européen 93/42/CEE du 14 juin 1993, sur le rapprochement des législations des états membres relatives aux dispositifs médicaux.

Pour pouvoir obtenir ce marquage, la qualité du produit et le système de fabrication doivent respecter certaines normes. Pour être conformes aux directives et lois européennes, les appareils doivent avoir un niveau standard de performances, de sécurité et de protection pour les utilisateurs, les patients et toutes les autres personnes.

Le symbole CE associé à certains produits de ce Guide de référence des Accessoires et consommables Philips Healthcare constitue uniquement une indication de la disponibilité de ces produits dans les pays de l'UE et non un marquage produit d'ordre juridique.

Les pays suivants acceptent les produits portant le symbole CE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. Le symbole CE ne signifie pas nécessairement qu'un produit est commercialisé ou distribué dans tous les pays cités ci-dessus.

Il est possible que des produits non médicaux, conformes à d'autres directives ayant fait l'objet d'une harmonisation, portent également le symbole CE.

Remarque : il se peut que la licence de certains des produits identifiés dans ce catalogue ne soit pas conforme à la loi canadienne.

ECG de diagnostic

Câbles patient et fils d'électrodes

Câbles patient	7
Câbles de données patient	10
Jeux de fils d'électrodes de rechange	11
Accessoires pour dérivations étendues	13
Connecteurs d'électrodes	15

Surveillance fœtale par ECG direct

Câbles adaptateurs pour électrode	17
-----------------------------------	----

Électrodes pour ECG de diagnostic

Électrodes ECG à usage unique	18
Électrodes plates de membre	19
Électrodes ventouse Welsh	21
Poires de rechange pour électrodes ventouse Welsh	21

Papier pour électrocardiographes

Papier d'enregistrement	22
-------------------------	----

Accessoires

Pochettes et mallettes pour électrocardiographes	25
Batteries pour électrocardiographes	26

Échographie de diagnostic

Imagerie échographique

Fournitures pour systèmes d'échographie	27
---	----

Échographie transœsophagienne

Fournitures pour échographie transœsophagienne (ETO)	28
--	----

ECG de diagnostic

Câbles patient et fils d'électrodes

Câbles patient

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803129221 CE	Jeu complet de fils longs pour électrodes, CEI (4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 2 barrettes de séparation et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803129161	Jeu complet de fils pour électrodes, AAMI (4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 2 barrettes de séparation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860288, 860290
989803129191 CE	Jeu complet de fils pour électrodes, CEI (4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 2 barrettes de séparation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860288, 860290
989803136951	Jeu de 10 fils standard, AAMI	1 jeu de fils	Système StressVue : 860295
989803136961	Jeu de 10 fils standard, CEI	1 jeu de fils	Système StressVue : 860295
989803137661	Jeu de 10 fils, grande taille, AAMI	1 jeu de fils	Système StressVue : 860295
989803137671	Jeu de 10 fils, grande taille, CEI	1 jeu de fils	Système StressVue : 860295




989803129221



989803129161



989803137661



989803137671

Câbles patient (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803151631	Jeu complet de fils pour électrodes, AAMI (2 fils pour électrodes de bras, 2 fils pour électrodes de jambe, 2 systèmes Trident regroupant chacun 3 fils d'électrodes, 2 barrettes de séparation, 2 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base marron et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151641 CE	Jeu complet de fils pour électrodes, CEI (2 fils pour électrodes de bras, 2 fils pour électrodes de jambe, 2 systèmes Trident regroupant chacun 3 fils d'électrodes, 2 barrettes de séparation, 2 adaptateurs pour fiche banane, 2 étiquettes Trident Yoke (C1-C3, C4-C6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base blanche et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151651	Jeu complet de fils longs pour électrodes, AAMI (2 fils longs pour électrodes de bras, 2 fils longs pour électrodes de jambe, 2 systèmes Trident regroupant chacun 3 fils d'électrodes, 2 barrettes de séparation, 2 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base marron et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151661 CE	Jeu complet de fils longs pour électrodes, CEI (2 fils longs pour électrodes de bras, 2 fils longs pour électrodes de jambe, 2 systèmes Trident regroupant chacun 3 fils d'électrodes, 2 barrettes de séparation, 10 adaptateurs pour fiche banane, 2 étiquettes Trident Yoke (C1-C3, C4-C6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base blanche et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310



989803151631



989803151641



M1713B

Câbles patient (suite)


Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803175891 CE	Câble patient à 10 fils pour PageWriter TC20, CEI 3,4 m de long	1 câble patient	Électrocardiographe PageWriter TC20 860332
989803175901 CE	Câble patient à 10 fils pour PageWriter TC20, AHA 3,4 m de long (AAMI)	1 câble patient	Électrocardiographe PageWriter TC20 860332
989803175911 CE	Câble patient long à 10 fils pour PageWriter TC20, CEI 3,8 m de long	1 câble patient	Électrocardiographe PageWriter TC20 860332
989803175921 CE	Câble patient long à 10 fils pour PageWriter TC20, AHA 3,8 m de long (AAMI)	1 câble patient	Électrocardiographe PageWriter TC20 860332
M1716B CE	Jeu complet de fils d'électrodes, CEI (4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 4 bouchons de court-circuit et 2 barrettes de séparation)	1 jeu de fils	Électrocardiographes : M1700A, M1701A, M1702A
M3702C	Câble patient 10 fils avec codage couleur, AAMI Câble patient et jeu de fils avec terminaison par fiche 1/8"	1 jeu de fils	Électrocardiographes PageWriter : M1770A, M1771A, M1772A
M3703C CE	Câble patient 10 fils avec codage couleur, CEI Câble patient et jeu de fils d'électrodes avec terminaison par fiche banane 4 mm	1 jeu de fils	Électrocardiographes PageWriter : M1770A, M1771A, M1772A



M1716B



989803175891



989803175901

Câbles de données patient

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803145401	Câble USB de données patient pour PageWriter Touch Longueur : 2,1 m	1 câble	PageWriter Touch : 860284
989803158481	Câble USB de données patient, classe A Longueur : 2 m	1 câble par unité	PageWriter TC70 : 860315
989803164281 CE	Câble USB de données patient, classe B Longueur : 2 m	1 câble par unité	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310, 860311, 860316



989803145401



989803158481

Jeux de fils d'électrodes de rechange

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803129141 CE	Jeu de fils pour dérivations périphériques, AAMI (2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de couleur, 8 bagues de base colorée et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803129151	Jeu de fils pour dérivations précordiales, AAMI (3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de couleur, 3 anneaux marrons et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803129171 CE	Jeu de fils pour dérivations périphériques, CEI (2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de couleur, 8 bagues de base colorée, 2 fiches banane et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803129181 CE	Jeu de fils pour dérivations précordiales, CEI (3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de couleur, 3 anneaux marrons, 3 adaptateurs banane, 1 barrette de séparation et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803129201 CE	Jeu de fils longs pour dérivations périphériques, CEI (2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de couleur, 8 bagues de base colorée, 2 fiches banane et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803129211 CE	Jeu de fils longs pour dérivations précordiales, CEI (3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de couleur, 3 anneaux marrons, 3 adaptateurs banane, 1 barrette de séparation et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter Touch : 860284 ; électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297



989803129141



989803129151



989803129171



989803129181



989803129201



989803129211

Jeux de fils d'électrodes de rechange (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803151671 CE	Jeu de fils pour dérivations précordiales, AAMI et CEI (un système Trident regroupant 3 fils d'électrodes, 12 x 2 bagues de couleur, 3 bagues de base colorée marron, 3 bagues de base blanche (AAMI et CEI), 3 adaptateurs pour fiche banane, 4 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6) et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151691 CE	Jeu de fils longs pour dérivations précordiales, AAMI et CEI (un système Trident regroupant 3 fils d'électrodes, 3 x 2 bagues de couleur, 3 bagues de base colorée marron, 3 bagues de base blanche (AAMI et CEI), 3 adaptateurs pour fiche banane, 1 barrette de séparation, 4 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6) et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151711 CE	Jeu de fils pour dérivations périphériques, AAMI et CEI (2 fils pour électrodes de bras, 2 fils pour électrodes de jambe, 5 x 2 bagues de couleur et 13 x 2 pinces de couleur AAMI et CEI, 4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151731 CE	Jeu de fils longs pour dérivations périphériques, AAMI et CEI (2 fils longs pour électrodes de bras, 2 fils longs pour électrodes de jambe, 13 x 2 bagues de couleur et 5 x 2 pinces de couleur AAMI et CEI, 4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310
M1714A CE	Jeu de fils pour dérivations périphériques, CEI (2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de couleur, 8 bagues de base colorée, 2 fiches banane et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M1715B CE	Jeu de fils pour dérivations précordiales, CEI (3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de couleur, 3 anneaux marrons, 3 adaptateurs banane, 1 barrette de séparation et un manuel d'utilisation)	1 jeu de fils	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M1717B CE	Jeu de fils pour ECG pédiatriques et configuration de Frank, AAMI et CEI	1 jeu de fils	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A



989803151671



989803151711



989803151731

Accessoires pour dérivations étendues

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803148881	Ensemble d'accessoires de rechange pour ECG 16 dérivations (2 pinces de repérage grises et 2 roses, 5 x 2 bagues de couleur à pression, 4 adaptateurs pour fiche banane, 4 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation et un manuel d'utilisation)	1 kit	Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284
989803148931	Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, AAMI (4 fils pour dérivations précordiales, 4 bouchons de court circuit, 2 barrettes de séparation, 4 bagues de couleur à pince, 5 bagues de couleur, bagues de base colorée marron et un manuel d'utilisation)	1 kit	Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284
989803149181 CE	Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, CEI (4 fils pour dérivations précordiales, 4 adaptateurs pour fiche banane, 4 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation, 5 bagues de couleur à pince, 5 bagues de couleur, des bagues de base blanche et un manuel d'utilisation)	1 kit	Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284
989803149191 CE	Kit de mise à niveau (long) 12 -> 15/16 dérivations, CEI (4 fils longs pour dérivations précordiales, 4 adaptateurs pour fiche banane, 4 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation, 5 bagues de couleur à pince, 5 bagues de couleur, des bagues de base blanche et un manuel d'utilisation)	1 kit	Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284
989803151701	Ensemble d'accessoires de rechange pour ECG 16 dérivations (9 x 2 pinces de repérage de couleur, 4 adaptateurs pour fiche banane, 6 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation de diamètre 2,54, 2 barrettes de séparation de diamètre 3,4 et un manuel d'utilisation)	1 kit	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310



989803148931



989803149181



989803149191

Accessoires pour dérivations étendues (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803151751	Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, AAMI (4 fils supplémentaires, 6 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation, 6 pinces de couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base colorée marron et un manuel d'utilisation)	1 jeu	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151761 CE	Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, CEI (4 fils supplémentaires, 6 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation, 4 adaptateurs pour fiche banane, 6 pinces de couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base blanche et un manuel d'utilisation)	1 jeu	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151771	Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, AAMI (4 fils longs supplémentaires, 6 bouchons de court-circuit, barrettes de séparation, 6 pinces de couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base colorée marron et un manuel d'utilisation)	1 jeu	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310
989803151781 CE	Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations (fils longs), CEI (4 fils longs supplémentaires, 6 bouchons de court-circuit, 2 barrettes de séparation, 4 adaptateurs pour fiche banane, 6 pinces de couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base blanche et un manuel d'utilisation)	1 jeu	PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310



989803151751



989803151761



989803151771

Connecteurs d'électrodes

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803129231	Adaptateur à pince crocodile, AAMI pour électrodes à languette	10 adaptateurs	PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC70 : 860315
989803129241 CE	Adaptateur à pince crocodile, CEI pour électrodes à languette	10 adaptateurs	PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC70 : 860315
989803166031 CE	Adaptateur languette/pression transparent Permet de raccorder les fils à terminaison par fiche banane 3-4 mm à des électrodes à languette et à pression.	10 adaptateurs	PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC70 : 860315



989803129231



989803129241

Connecteurs d'électrodes *(suite)*

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
40432B CE	Adaptateur à pince crocodile pour terminaison par fiche banane 4 mm (CEI)	10 adaptateurs	PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC70 : 860315
40498E CE	Adaptateur pour fils à terminaison à pression, CEI Permet de raccorder une fiche banane 4 mm à une électrode avec un connecteur à pince	10 adaptateurs	Tous les fils à terminaison par fiche banane 4 mm
M1718A	Kit de court-circuit (4 bouchons, 10 adaptateurs pour fiche banane et 2 barrettes de séparation)	1 jeu	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M2254A CE	Adaptateur pour électrode à languette. Permet de connecter les électrodes à languette aux fils d'électrocardiographiques. À utiliser avec les jeux de fils à terminaison par fiche 1/8" et fiche banane 4 mm.	10 adaptateurs	Fils à terminaison par fiche 1/8" et fiche banane 4 mm



40432B



40498E



M1718A



M2254A

Surveillance fœtale par ECG direct

Câbles adaptateurs pour électrode

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803137651 CE	Câble adaptateur d'ECG direct, réutilisable, pour électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 989803137641	1 câble	Moniteurs fœtaux : M2703A, M2705A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A. Capteurs/modules : M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
989803137791 CE	Câble adaptateur d'ECG direct, réutilisable, pour électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 989803137641	1 câble	Moniteurs GE Corometrics : 115, 116, 118, 119, 173, 174 ; moniteurs GE 120, 126, 128, 129, 250 (avec un câble adaptateur en Y GE Corometrics 1442AAO ou un adaptateur de prise 1442BAO)
989803137801 CE	Câble adaptateur d'ECG direct, réutilisable, pour électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 989803137641	1 câble	Moniteurs GE Corometrics : 120, 126, 128, 129
989803137811 CE	Câble adaptateur d'ECG direct, réutilisable, pour électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 989803137641	1 câble	Moniteur Spacelabs IM77 (les autres modèles de moniteurs Spacelabs peuvent nécessiter un câble adaptateur supplémentaire)
989803139771 CE	Électrode de fixation, durée de conservation : 6 mois minimum	25 électrodes	Moniteurs fœtaux : M2703A, M2705A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A. Capteurs/modules : M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A



989803137651

Électrodes pour ECG de diagnostic

Électrodes ECG à usage unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803149901 CE	Électrode à languette pour enfant 14 mm x 34 mm	10/carte, 10 cartes/ paquet, 1 000/boîte	PageWriter Touch : 860284
13941E CE	Électrode ECG à support tissé pour adulte, pour surveillance Holter et à long terme Diamètre : 54 mm	30/paquet = 300/boîte	DigiTrak XT : 860322
13942E CE	Électrode prégélifiée en plastique transparent. Idéale pour la surveillance patient et l'épreuve d'effort Diamètre : 54 mm	30/paquet = 300/boîte	StressVue : 860295 ; DigiTrak XT : 860322
13943B CE	Électrode à languette avec gel solide pour adulte, pour ECG au repos 35 mm x 22 mm	100/paquet = 1 000/ boîte	Électrocardiographes PageWriter : 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315
13944B CE	Électrode à pression à support mousse et gel humide, pour ECG au repos 45 mm x 28 mm	10/paquet = 300/boîte	Électrocardiographes PageWriter : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, M1700A, M1701A, M1702A, M2406A
40420A CE	Électrode à pression haute performance, prégélifiée, à support mousse, pour ECG au repos 65 mm x 28 mm	100/paquet = 1 000/ boîte	Électrocardiographes, systèmes ECG : 860286, 860287, 860288, 860290, M1700A, M1701A, M1702A, 860284, M2406A
M4606A CE	Papier pour préparation de la peau aux ECG	100 préparations	n/a



989803149901



13941E



13942E



13944B



40420A



M4606A

Électrodes ECG à usage unique (suite)


Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
RÉVISÉ M4612A CE	Électrode à pression à gel solide	5 électrodes par pochette/60 pochettes par boîte	DigiTrak XT
RÉVISÉ M4613A CE	Électrode à pression à gel solide	30 électrodes par pochette/10 pochettes par boîte	DigiTrak XT




M4612A/M4613A

Électrodes plates de membre

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
14030A CE	Sangle en caoutchouc pour fixation des électrodes plates de membre (38 cm)	4 sangles	Électrodes plates de membre : 40424A, 40491E, 40494E
40424A	Électrode plate de membre pour connexion par emboîtement (non disponible en Europe)	4 électrodes	Électrocardiographes avec fils à terminaison par fiche 1/8" standard
40491E CE	Électrode plate de membre pour fils à terminaison par fiche banane 4 mm (connecteur par emboîtement)	4 électrodes	Tous les électrocardiographes avec fils à terminaison par fiche banane 4 mm standard
40494E CE	Électrode de membre, à support tissé, avec pince de fixation, pour fils à terminaison par fiche 1/8" ou fiche banane 4 mm, connecteur à vis	4 électrodes	Tous les électrocardiographes avec fils à terminaison par fiche 1/8" ou fiche banane 4 mm standard



14030A



40424A



40491E



40494E

Électrodes ventouse Welsh

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
40418A LATEX	Électrode Welsh, poire 5 cc (non disponible en Europe) Connexion par vis. Diamètre de la coupelle : 15 mm	6 électrodes	Électrocardiographes PageWriter
40421A LATEX	Électrode Welsh, poire 5 cc (non disponible en Europe) Connexion par emboîtement pour câbles à terminaison par fiche 1/8". Diamètre de la coupelle : 15 mm	6 électrodes	Électrocardiographes PageWriter
40490E CE LATEX	Électrode Welsh, poire 5 cc Connexion par emboîtement pour câbles à terminaison par fiche banane 4 mm.	1 électrode	Électrocardiographes PageWriter



40418A



40490E

Poires de rechange pour électrodes ventouse Welsh

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
40419A LATEX	Poire de rechange (5 cc) pour adulte, pour toutes les électrodes d'un diamètre de 15 mm	12 poires	Modèles 40418A, 40421A, 40490E
40422A LATEX	Poire de rechange petite taille (2 cc) pour toutes les électrodes d'un diamètre de 15 mm	12 poires	



40419A

Papier pour électrocardiographes

Papier d'enregistrement

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803137011	Papier thermique pour StressVue. Pliage en accordéon et quadrillage rouge, sans en-tête. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 12 paquets = 3 000 feuilles	StressVue : 860295
989803143031 CE	Papier thermique pour StressVue. Pliage en accordéon et quadrillage rouge, sans en-tête. Dimension : Format A4	1 boîte = 12 paquets = 3 000 feuilles	StressVue : 860295
CBD20257	Papier d'enregistrement d'épreuve d'effort pour système Cambridge	1 boîte = 10 paquets = 3 000 feuilles	Système d'épreuve d'effort Cambridge : CBD2000A
M1707A CE	Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en accordéon et quadrillage rouge 206 mm, avec en-tête 73 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 8 paquets = 1 600 feuilles	Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M1708A	Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en accordéon et quadrillage rouge 279 mm, sans en-tête. Dimension : Format A4	1 boîte = 8 paquets = 1 600 feuilles	Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M1709A CE	Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en accordéon et quadrillage rouge 212 mm, avec en-tête 67 mm. Dimension : Format A4	1 boîte = 8 paquets = 1 600 feuilles	Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M1710A CE	Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en accordéon et quadrillage rouge 300 mm, sans en-tête. Dimension : Format A4	1 boîte = 8 paquets = 1 600 feuilles	Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A



989803137011



989803143031



M1707A



M1708A

Papier d'enregistrement (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1737A CE	Papier pour impression d'ECG sur imprimante laser, préimprimé, à quadrillage rouge 219 mm et en-tête 60 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 10 paquets = 5 000 feuilles	TraceMasterVue : 860281 ; système de gestion des ECG : M1730A, M1730B
M1738A CE	Papier pour impression d'ECG sur imprimante laser, préimprimé, à quadrillage rouge 240 mm et en-tête 60 mm. Dimension : Format A4	1 boîte = 10 paquets = 5 000 feuilles	TraceMasterVue : 860281 ; système de gestion des ECG : M1730A, M1730B
M2206A CE	Papier thermique PTP anti-effacement pour PageWriter XL. Pliage en accordéon, quadrillage rouge 206 mm et en-tête 73 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 8 paquets = 1 600 feuilles	Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M2207A CE	Papier thermique PTP anti-effacement pour PageWriter XL. Pliage en accordéon, quadrillage rouge 233 mm et en-tête 67 mm. Dimension : Format A4	1 boîte = 8 paquets = 1 600 feuilles	Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A
M2481A CE	Papier thermique pour électrocardiographes PageWriter. Pliage en accordéon, quadrillage rouge clair 206 mm et en-tête 73 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 8 blocs = 1 600 feuilles	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC30 : 860306
M2483A CE	Papier thermique pour électrocardiographes PageWriter. Pliage en accordéon, quadrillage rouge clair 233 mm et en-tête 67 mm. Dimension : Format A4	1 boîte = 8 blocs = 1 600 feuilles	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC30 : 860306



M1737A



M1738A



M2207A

Papier d'enregistrement (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M2485A CE	Papier thermique PTP anti-effacement pour électrocardiographes PageWriter. Pliage en accordéon, quadrillage rouge clair 206 mm et en-tête 73 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 8 blocs = 1 600 feuilles	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC30 : 860306
M2486A CE	Papier thermique PTP anti-effacement pour électrocardiographes PageWriter. Pliage en accordéon, quadrillage rouge 233 mm et en-tête 67 mm. Dimension : Format A4	1 boîte = 8 blocs = 1 600 feuilles	PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 860310 ; PageWriter TC30 : 860306
M3707A CE	Papier thermique pour PageWriter Trim. Pliage en accordéon, quadrillage rouge clair et en-tête 73 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm	1 boîte = 16 paquets = 1 600 feuilles	PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290
M3708A CE	Papier thermique pour PageWriter Trim. Pliage en accordéon, quadrillage rouge clair et en-tête 73 mm. Dimension : Format A4	1 boîte = 16 paquets = 1 600 feuilles	PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290



M3707A



M3708A

Accessoires

Pochettes et mallettes pour électrocardiographes

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803136651	Pochette pour enregistreur DigiTrak Plus	1 pochette	Moniteur Holter DigiTrak Plus : 860277
989803137971	Sangle auto-agrippante avec pochette pour module patient StressVue avec fil	1 pochette	Module patient avec fil StressVue
989803144351	Pochette pour module patient StressVue sans fil libellé "X12+"	1 pochette	Module patient sans fil StressVue libellé X12+
989803153451	Pochette DigiTrak XT	1 pochette	Moniteur Holter DigiTrak XT : 860322
989803166501	Membrane de protection pour le clavier des électrocardiographes PW TC 50/30	5 par boîte	860310, Électrocardiographe PageWriter TC50
989803166511	Membrane de protection pour le clavier des électrocardiographes PW TC 70	5 par boîte	860315, Électrocardiographe PageWriter TC70



989803136651



989803137971



989803144351

Batteries pour électrocardiographe

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803129131	Batterie lithium-ion pour PageWriter Touch (2 batteries sont nécessaires pour alimenter l'électrocardiographe)	1 batterie	PageWriter Touch : 860284
989803130151	Batterie rechargeable au plomb-acide pour PageWriter Trim	1 batterie	Électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 860290, 860297
989803164611	Batterie longue durée pour PageWriter Trim	1 batterie	Électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 860288, 860290, 860297
989803170371	Batterie unique pour électrocardiographes PW série TC	1 batterie	PageWriter TC30/50/70 : 860306, 860310, 860315
40488A	Batterie plomb-acide BAT. Durée de conservation : 1 mois	1 batterie	M1275A, V24, V26, M1205A



989803129131



989803130151



989803160981

Échographie de diagnostic

Imagerie échographique

Fournitures pour systèmes d'échographie

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
13921B	Cassette vidéo Super VHS 1/2 pouce, qualité industrielle Maxell	10 cassettes	Magnétoscopes 77612A, 77622A
40483A CE	Gel Aquasonic (non disponible en Chine)	12 flacons (250 ml)	Tous les systèmes d'échographie, M2736A, M2720A
40483B CE	Gel de transmission des ultrasons, recharge de 5 litres (pour flacon 40483A) Non disponible en Chine	1 flacon (5 litres)	Tous les systèmes d'échographie, M2736A, M2720A



40483B

Échographie transœsophagienne

Fournitures pour échographie transœsophagienne (ETO)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
21110A	Bac de désinfection avec couvercle pour sonde d'ETO	1 bac et 1 couvercle	Sondes d'ETO Philips
40487A CE LATEX	Kit de gaines de protection pour sondes transœsophagiennes (non disponible en Chine)	Kit pour 10 procédures	21362A, 21362B, 21362C, 21363A, 21364A, 21367A, 21369A, 21378A, 21478A, M2406A, sondes d'ETO
M1828A CE	Embout buccal à usage unique pour sonde d'ETO, pour adulte	24 embouts	21362A, 21362B, 21362C, 21363A, 21364A, 21367A, 21369A, 21378A, 21478A, M2406A, sondes d'ETO
M2203A CE LATEX	Embout buccal pour mini-sonde d'ETO	24 embouts	Agilent 21365A, M2406A, sondes d'ETO, mini-sonde d'ETO multiplan 21381A, biplan pédiatrique 21366A
M2243A	Embout protecteur pour sonde d'ETO	24 embouts protecteurs	Sondes d'ETO 21364A
M2273A	Embout protecteur pour sonde d'ETO	24 embouts protecteurs	Sondes d'ETO 21367A, 21369A
M4604A	Embout protecteur pour sonde Omniplan III	24 embouts protecteurs	Sondes d'ETO Omniplan III : 21378A, 21478A



40487A



M1828A



M2203A



M2243A

Index

13921B.....	27	989803137661	7	M1708A.....	22
13941E.....	18	989803137671	7	M1709A.....	22
13942E.....	18	989803137791.....	17	M1710A.....	22
13943B.....	18	989803137801.....	17	M1714A.....	12
13944B.....	18	989803137811.....	17	M1715B.....	12
14030A.....	20	989803137971.....	25	M1716B.....	9
		989803139771.....	17	M1717B.....	12
21110A.....	28	989803143031.....	22	M1718A.....	16
		989803144351.....	25	M1737A.....	23
40418A.....	21	989803145401.....	10	M1738A.....	23
40419A.....	21	989803148881.....	13	M1828A.....	28
40420A.....	18	989803148931.....	13	M2203A.....	28
40421A.....	21	989803149181.....	13	M2206A.....	23
40422A.....	21	989803149191.....	13	M2207A.....	23
40424A.....	20	989803149901.....	18	M2243A.....	28
40432B.....	16	989803151631.....	8	M2254A.....	16
40483A.....	27	989803151641.....	8	M2273A.....	28
40483B.....	27	989803151651.....	8	M2481A.....	23
40487A.....	28	989803151661.....	8	M2483A.....	23
40488A.....	26	989803151671.....	12	M2485A.....	24
40490E.....	21	989803151691.....	12	M2486A.....	24
40491E.....	20	989803151701.....	13	M3702C.....	9
40494E.....	20	989803151711.....	12	M3703C.....	9
40498E.....	16	989803151731.....	12	M3707A.....	24
		989803151751.....	14	M3708A.....	24
989803129131.....	26	989803151761.....	14	M4604A.....	28
989803129141.....	11	989803151771.....	14	M4606A.....	18
989803129151.....	11	989803151781.....	14	M4612A.....	19
989803129161.....	7	989803153451.....	25	M4613A.....	19
989803129171.....	11	989803158481.....	10		
989803129181.....	11	989803164281.....	10		
989803129191.....	7	989803164611.....	26		
989803129201.....	11	989803166031.....	15		
989803129211.....	11	989803166501.....	25		
989803129221.....	7	989803166511.....	25		
989803129231.....	15	989803170371.....	26		
989803129241.....	15	989803175891.....	9		
989803130151.....	26	989803175901.....	9		
989803136651.....	25	989803175911.....	9		
989803136951.....	7	989803175921.....	9		
989803136961.....	7				
989803137011.....	22	CBD20257.....	22		
989803137651.....	17	M1707A.....	22		

**Philips Healthcare, une des
Activités de Royal Philips**

Pour nous contacter

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asie

Tél. : +49 7031 463 2254

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Tél. : +49 7031 463 2254

Amérique latine

Tél. : +55 11 2125 0744

Amérique du Nord

Tél. : +1 425 487 7000

800 285 5585 (appel gratuit, aux
États-Unis uniquement)

Belgique/Luxembourg

Tél. : +32 2 575 7100

Canada

Tél. : 800 291 6743

France

Tél. : 0 825 89 43 43

Suisse romande

Tél. : 800 80 10 23

Consultez le site www.philips.com/



© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Philips Medical Systems Nederland B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.

Imprimé aux Pays-Bas
4522 962 91822 * JUL 2013