

PHILIPS


IQon Spectral CT

Philips IQon Spectral CT Comment ça fonctionne ?



- Grâce à ses 2 couches de détection, il suffit à l'IQon d'envoyer une seule énergie de rayons X.
- L'innovation est la détection à haute sensibilité qui permet de minimiser la dose de rayons X envoyée au patient.
- Le schéma montre comment sont séparées les images conventionnelles des images spectrales sur les détecteurs.

IQon Spectral CT reconstruction



Le scanner IQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips Healthcare. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.